

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches



Unsere zerlegbaren TAP Stanzen sind leicht zu reinigen und wiederaufzubereiten. Sie können mit nur wenigen Handgriffen sehr schnell zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Daher können sich keine Verschmutzungen im Schaft absetzen.

Aufgrund des innovativen Federmechanismus befinden sich keine Federn zwischen den Griffen. Daher besteht kein Risiko, dass der Anwender mit den Handschuhen in der Feder hängenbleibt.

Das kompakte Design verbindet die Vorteile einer Maulöffnung von 14mm mit einem kleinen Griff, der ergonomisch designt gut in jeder Hand liegt.

Our detachable TAP Kerrison Rongeurs are easy to clean and to reprocess. They can be quickly disassembled and reassembled in only a few steps. No debris can hide in shaft.

Due to the advanced spring system, there is no springs between the handles. Thus, there is no risk of gloves getting caught in springs.

The compact design combines the advantages of 14mm jaw opening with a small handle. The ergonomic handle is comfortable to hold for users, regardless of their hand size.

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches









TAP Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	120
	Normalfuß, 90° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 90° upbiting	121
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	122
	Plattfuß, 90° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 90° upbiting	123
	Superplattfuß, 40° aufwärtsschneidend Super Thin Footplate, 40° upbiting	124
	Superplattfuß, 90° abwärtsschneidend Super Thin Footplate, 90° upbiting	125





TAP Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	126
	Normalfuß, 90° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 90° upbiting	127
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	128
	Plattfuß, 90° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 90° upbiting	129
	Superplattfuß, 40° aufwärtsschneidend Super Thin Footplate, 40° upbiting	130
	Superplattfuß, 90° aufwärtsschneidend Super Thin Footplate, 90° upbiting	131



TAP Ferris Smith Kerrison Laminektomiestanze, 14mm Maulöffnung
TAP Ferris Smith Kerrison Laminectomy Punch, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	132
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	133

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches







TAP Bajonett Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	134
	Normalfuß, 90° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 90° upbiting	135
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	136
	Plattfuß, 90° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 90° upbiting	137




TAP Bajonett Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	138
	Normalfuß, 90° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 90° upbiting	139
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	140
	Plattfuß, 90° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 90° upbiting	141







TAP Bajonett Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

	Superplattfuß, 40° aufwärtsschneidend Super Thin Footplate, 40° upbiting	142
	Superplattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, top ejector, 40° upbiting	143



TAP Abwärtsschneidend Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° abwärtsschneidend Standard Footplate, 40° downbiting	144
	Normalfuß, 90° abwärtsschneidend Standard Footplate, 90° downbiting	145
	Plattfuß, 40° abwärtsschneidend Thin Footplate, 40° downbiting	146
	Plattfuß, 90° abwärtsschneidend Thin Footplate, 90° downbiting	147

 Normalfuß / Standard Footplate

 Plattfuß / Thin Footplate

 Superplattfuß / Super Thin Footplate

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches









TAP Abwärtsschneidend Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening

	Normalfuß, 40° abwärtsschneidend Standard Footplate, 40° downbiting	148
	Normalfuß, 90° abwärtsschneidend Standard Footplate, 90° downbiting	149
	Plattfuß, 40° abwärtsschneidend Thin Footplate, 40° downbiting	150
	Plattfuß, 90° abwärtsschneidend Thin Footplate, 90° downbiting	151



TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 9mm Maulöffnung, normal gebogen (19mm Biegung)
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 9mm jaw opening, regular curved (19mm Offset)

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	152
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	153
	Superplattfuß, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, 40° upbiting	154
	Normalfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, top ejector, 40° upbiting	155
	Plattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, top ejector, 40° upbiting	156
	Superplattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, top ejector, 40° upbiting	157



TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 9mm Maulöffnung, leicht gebogen (14mm Biegung)
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 9mm jaw opening, light curved (14mm Offset)

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	158
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	159
	Superplattfuß, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, 40° upbiting	160
	Normalfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, top ejector, 40° upbiting	161
	Plattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, top ejector, 40° upbiting	162
	Superplattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, top ejector, 40° upbiting	163

 Normalfuß / Standard Footplate

 Plattfuß / Thin Footplate

 Superplattfuß / Super Thin Footplate

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches







TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 9mm Maulöffnung, leicht gebogen (14mm Biegung)

TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 9mm jaw opening, light curved (14mm Offset)

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	164
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	165
	Superplattfuß, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, 40° upbiting	166
	Normalfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, top ejector, 40° upbiting	167
	Plattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, top ejector, 40° upbiting	168
	Superplattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Super thin footplate, top ejector, 40° upbiting	169



TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 9mm Maulöffnung, 40° aufwärtsschneidend
TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 9mm jaw opening, 40° upbiting

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	170
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	171
	Normalfuß, seitlich gedrehter Schaft, 45° links, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, twisted shaft, 45° left, 40° upbiting	172
	Plattfuß, seitlich gedrehter Schaft, 45° links, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, twisted shaft, 45° left, 40° upbiting	173
	Normalfuß, seitlich gedrehter Schaft, 45° rechts, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, twisted shaft, 45° right, 40° upbiting	174
	Plattfuß, seitlich gedrehter Schaft, 45° rechts, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, twisted shaft, 45° right, 40° upbiting	175



IC TAP Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, unverlierbarer Schieber, 14mm Maulöffnung

IC TAP Kerrison Laminectomy Punch, detachable, interconnected upper shaft, 14mm jaw opening,

	Normalfuß, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, 40° upbiting	176
	Plattfuß, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, 40° upbiting	177
	Normalfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Standard Footplate, top ejector, 40° upbiting	178
	Plattfuß, Top-Auswerfer, 40° aufwärtsschneidend Thin Footplate, top ejector, 40° upbiting	179

Sondermodelle
Special Models

220

 Normalfuß / Standard Footplate

 Plattfuß / Thin Footplate

 Superplattfuß / Super Thin Footplate

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

Schaftlänge / Shaft length



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008B	52-732-008B	52-735-008B	52-736-008B	52-737-008B	52-738-008B
1 mm	52-731-01B	52-732-01B	52-735-01B	52-736-01B	52-737-01B	52-738-01B
2 mm	52-731-02B	52-732-02B	52-735-02B	52-736-02B	52-737-02B	52-738-02B
3 mm	52-731-03B	52-732-03B	52-735-03B	52-736-03B	52-737-03B	52-738-03B
4 mm	52-731-04B	52-732-04B	52-735-04B	52-736-04B	52-737-04B	52-738-04B
5 mm	52-731-05B	52-732-05B	52-735-05B	52-736-05B	52-737-05B	52-738-05B
6 mm	52-731-06B	52-732-06B	52-735-06B	52-736-06B	52-737-06B	52-738-06B

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008	52-732-008	52-735-008	52-736-008	52-737-008	52-738-008
1 mm	52-731-01	52-732-01	52-735-01	52-736-01	52-737-01	52-738-01
2 mm	52-731-02	52-732-02	52-735-02	52-736-02	52-737-02	52-738-02
3 mm	52-731-03	52-732-03	52-735-03	52-736-03	52-737-03	52-738-03
4 mm	52-731-04	52-732-04	52-735-04	52-736-04	52-737-04	52-738-04
5 mm	52-731-05	52-732-05	52-735-05	52-736-05	52-737-05	52-738-05
6 mm	52-731-06	52-732-06	52-735-06	52-736-06	52-737-06	52-738-06

TAP Normalfuß Kerrison Laminektomi stanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90B	52-732-008/90B	52-735-008/90B	52-736-008/90B	52-737-008/90B	52-738-008/90B
1 mm	52-731-01/90B	52-732-01/90B	52-735-01/90B	52-736-01/90B	52-737-01/90B	52-738-01/90B
2 mm	52-731-02/90B	52-732-02/90B	52-735-02/90B	52-736-02/90B	52-737-02/90B	52-738-02/90B
3 mm	52-731-03/90B	52-732-03/90B	52-735-03/90B	52-736-03/90B	52-737-03/90B	52-738-03/90B
4 mm	52-731-04/90B	52-732-04/90B	52-735-04/90B	52-736-04/90B	52-737-04/90B	52-738-04/90B
5 mm	52-731-05/90B	52-732-05/90B	52-735-05/90B	52-736-05/90B	52-737-05/90B	52-738-05/90B
6 mm	52-731-06/90B	52-732-06/90B	52-735-06/90B	52-736-06/90B	52-737-06/90B	52-738-06/90B

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90	52-732-008/90	52-735-008/90	52-736-008/90	52-737-008/90	52-738-008/90
1 mm	52-731-01/90	52-732-01/90	52-735-01/90	52-736-01/90	52-737-01/90	52-738-01/90
2 mm	52-731-02/90	52-732-02/90	52-735-02/90	52-736-02/90	52-737-02/90	52-738-02/90
3 mm	52-731-03/90	52-732-03/90	52-735-03/90	52-736-03/90	52-737-03/90	52-738-03/90
4 mm	52-731-04/90	52-732-04/90	52-735-04/90	52-736-04/90	52-737-04/90	52-738-04/90
5 mm	52-731-05/90	52-732-05/90	52-735-05/90	52-736-05/90	52-737-05/90	52-738-05/90
6 mm	52-731-06/90	52-732-06/90	52-735-06/90	52-736-06/90	52-737-06/90	52-738-06/90

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

Schaftlänge / Shaft length



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008B	52-742-008B	52-745-008B	52-746-008B	52-747-008B	52-748-008B
1 mm	52-741-01B	52-742-01B	52-745-01B	52-746-01B	52-747-01B	52-748-01B
2 mm	52-741-02B	52-742-02B	52-745-02B	52-746-02B	52-747-02B	52-748-02B
3 mm	52-741-03B	52-742-03B	52-745-03B	52-746-03B	52-747-03B	52-748-03B
4 mm	52-741-04B	52-742-04B	52-745-04B	52-746-04B	52-747-04B	52-748-04B
5 mm	52-741-05B	52-742-05B	52-745-05B	52-746-05B	52-747-05B	52-748-05B
6 mm	52-741-06B	52-742-06B	52-745-06B	52-746-06B	52-747-06B	52-748-06B

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008	52-742-008	52-745-008	52-746-008	52-747-008	52-748-008
1 mm	52-741-01	52-742-01	52-745-01	52-746-01	52-747-01	52-748-01
2 mm	52-741-02	52-742-02	52-745-02	52-746-02	52-747-02	52-748-02
3 mm	52-741-03	52-742-03	52-745-03	52-746-03	52-747-03	52-748-03
4 mm	52-741-04	52-742-04	52-745-04	52-746-04	52-747-04	52-748-04
5 mm	52-741-05	52-742-05	52-745-05	52-746-05	52-747-05	52-748-05
6 mm	52-741-06	52-742-06	52-745-06	52-746-06	52-747-06	52-748-06

TAP Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

		● schwarz beschichtet / black coated				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90B	52-742-008/90B	52-745-008/90B	52-746-008/90B	52-747-008/90B	52-748-008/90B
1 mm	52-741-01/90B	52-742-01/90B	52-745-01/90B	52-746-01/90B	52-747-01/90B	52-748-01/90B
2 mm	52-741-02/90B	52-742-02/90B	52-745-02/90B	52-746-02/90B	52-747-02/90B	52-748-02/90B
3 mm	52-741-03/90B	52-742-03/90B	52-745-03/90B	52-746-03/90B	52-747-03/90B	52-748-03/90B
4 mm	52-741-04/90B	52-742-04/90B	52-745-04/90B	52-746-04/90B	52-747-04/90B	52-748-04/90B
5 mm	52-741-05/90B	52-742-05/90B	52-745-05/90B	52-746-05/90B	52-747-05/90B	52-748-05/90B
6 mm	52-741-06/90B	52-742-06/90B	52-745-06/90B	52-746-06/90B	52-747-06/90B	52-748-06/90B

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

		○ blank / satin finish				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90	52-742-008/90	52-745-008/90	52-746-008/90	52-747-008/90	52-748-008/90
1 mm	52-741-01/90	52-742-01/90	52-745-01/90	52-746-01/90	52-747-01/90	52-748-01/90
2 mm	52-741-02/90	52-742-02/90	52-745-02/90	52-746-02/90	52-747-02/90	52-748-02/90
3 mm	52-741-03/90	52-742-03/90	52-745-03/90	52-746-03/90	52-747-03/90	52-748-03/90
4 mm	52-741-04/90	52-742-04/90	52-745-04/90	52-746-04/90	52-747-04/90	52-748-04/90
5 mm	52-741-05/90	52-742-05/90	52-745-05/90	52-746-05/90	52-747-05/90	52-748-05/90
6 mm	52-741-06/90	52-742-06/90	52-745-06/90	52-746-06/90	52-747-06/90	52-748-06/90

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Superplattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Super Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

Schaftlänge / Shaft length



Mit Vorsicht handhaben!
For delicate use only!

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008SPFB	52-742-008SPFB	52-745-008SPFB	52-746-008SPFB	52-747-008SPFB	52-748-008SPFB
1 mm	52-741-01SPFB	52-742-01SPFB	52-745-01SPFB	52-746-01SPFB	52-747-01SPFB	52-748-01SPFB
2 mm	52-741-02SPFB	52-742-02SPFB	52-745-02SPFB	52-746-02SPFB	52-747-02SPFB	52-748-02SPFB
3 mm	52-741-03SPFB	52-742-03SPFB	52-745-03SPFB	52-746-03SPFB	52-747-03SPFB	52-748-03SPFB
4 mm	52-741-04SPFB	52-742-04SPFB	52-745-04SPFB	52-746-04SPFB	52-747-04SPFB	52-748-04SPFB
5 mm	52-741-05SPFB	52-742-05SPFB	52-745-05SPFB	52-746-05SPFB	52-747-05SPFB	52-748-05SPFB
6 mm	52-741-06SPFB	52-742-06SPFB	52-745-06SPFB	52-746-06SPFB	52-747-06SPFB	52-748-06SPFB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008SPF	52-742-008SPF	52-745-008SPF	52-746-008SPF	52-747-008SPF	52-748-008SPF
1 mm	52-741-01SPF	52-742-01SPF	52-745-01SPF	52-746-01SPF	52-747-01SPF	52-748-01SPF
2 mm	52-741-02SPF	52-742-02SPF	52-745-02SPF	52-746-02SPF	52-747-02SPF	52-748-02SPF
3 mm	52-741-03SPF	52-742-03SPF	52-745-03SPF	52-746-03SPF	52-747-03SPF	52-748-03SPF
4 mm	52-741-04SPF	52-742-04SPF	52-745-04SPF	52-746-04SPF	52-747-04SPF	52-748-04SPF
5 mm	52-741-05SPF	52-742-05SPF	52-745-05SPF	52-746-05SPF	52-747-05SPF	52-748-05SPF
6 mm	52-741-06SPF	52-742-06SPF	52-745-06SPF	52-746-06SPF	52-747-06SPF	52-748-06SPF

TAP Superplattfuß Kerrison Laminektomi stanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Super Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

		● schwarz beschichtet / black coated				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90SPFB	52-742-008/90SPFB	52-745-008/90SPFB	52-746-008/90SPFB	52-747-008/90SPFB	52-748-008/90SPFB
1 mm	52-741-01/90SPFB	52-742-01/90SPFB	52-745-01/90SPFB	52-746-01/90SPFB	52-747-01/90SPFB	52-748-01/90SPFB
2 mm	52-741-02/90SPFB	52-742-02/90SPFB	52-745-02/90SPFB	52-746-02/90SPFB	52-747-02/90SPFB	52-748-02/90SPFB
3 mm	52-741-03/90SPFB	52-742-03/90SPFB	52-745-03/90SPFB	52-746-03/90SPFB	52-747-03/90SPFB	52-748-03/90SPFB
4 mm	52-741-04/90SPFB	52-742-04/90SPFB	52-745-04/90SPFB	52-746-04/90SPFB	52-747-04/90SPFB	52-748-04/90SPFB
5 mm	52-741-05/90SPFB	52-742-05/90SPFB	52-745-05/90SPFB	52-746-05/90SPFB	52-747-05/90SPFB	52-748-05/90SPFB
6 mm	52-741-06/90SPFB	52-742-06/90SPFB	52-745-06/90SPFB	52-746-06/90SPFB	52-747-06/90SPFB	52-748-06/90SPFB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

		○ blank / satin finish				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90SPF	52-742-008/90SPF	52-745-008/90SPF	52-746-008/90SPF	52-747-008/90SPF	52-748-008/90SPF
1 mm	52-741-01/90SPF	52-742-01/90SPF	52-745-01/90SPF	52-746-01/90SPF	52-747-01/90SPF	52-748-01/90SPF
2 mm	52-741-02/90SPF	52-742-02/90SPF	52-745-02/90SPF	52-746-02/90SPF	52-747-02/90SPF	52-748-02/90SPF
3 mm	52-741-03/90SPF	52-742-03/90SPF	52-745-03/90SPF	52-746-03/90SPF	52-747-03/90SPF	52-748-03/90SPF
4 mm	52-741-04/90SPF	52-742-04/90SPF	52-745-04/90SPF	52-746-04/90SPF	52-747-04/90SPF	52-748-04/90SPF
5 mm	52-741-05/90SPF	52-742-05/90SPF	52-745-05/90SPF	52-746-05/90SPF	52-747-05/90SPF	52-748-05/90SPF
6 mm	52-741-06/90SPF	52-742-06/90SPF	52-745-06/90SPF	52-746-06/90SPF	52-747-06/90SPF	52-748-06/90SPF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

		● schwarz beschichtet / black coated				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008EB	52-732-008EB	52-735-008EB	52-736-008EB	52-737-008EB	52-738-008EB
1 mm	52-731-01EB	52-732-01EB	52-735-01EB	52-736-01EB	52-737-01EB	52-738-01EB
2 mm	52-731-02EB	52-732-02EB	52-735-02EB	52-736-02EB	52-737-02EB	52-738-02EB
3 mm	52-731-03EB	52-732-03EB	52-735-03EB	52-736-03EB	52-737-03EB	52-738-03EB
4 mm	52-731-04EB	52-732-04EB	52-735-04EB	52-736-04EB	52-737-04EB	52-738-04EB
5 mm	52-731-05EB	52-732-05EB	52-735-05EB	52-736-05EB	52-737-05EB	52-738-05EB
6 mm	52-731-06EB	52-732-06EB	52-735-06EB	52-736-06EB	52-737-06EB	52-738-06EB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

		○ blank / satin finish				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008E	52-732-008E	52-735-008E	52-736-008E	52-737-008E	52-738-008E
1 mm	52-731-01E	52-732-01E	52-735-01E	52-736-01E	52-737-01E	52-738-01E
2 mm	52-731-02E	52-732-02E	52-735-02E	52-736-02E	52-737-02E	52-738-02E
3 mm	52-731-03E	52-732-03E	52-735-03E	52-736-03E	52-737-03E	52-738-03E
4 mm	52-731-04E	52-732-04E	52-735-04E	52-736-04E	52-737-04E	52-738-04E
5 mm	52-731-05E	52-732-05E	52-735-05E	52-736-05E	52-737-05E	52-738-05E
6 mm	52-731-06E	52-732-06E	52-735-06E	52-736-06E	52-737-06E	52-738-06E

TAP Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90EB	52-732-008/90EB	52-735-008/90EB	52-736-008/90EB	52-737-008/90EB	52-738-008/90EB
1 mm	52-731-01/90EB	52-732-01/90EB	52-735-01/90EB	52-736-01/90EB	52-737-01/90EB	52-738-01/90EB
2 mm	52-731-02/90EB	52-732-02/90EB	52-735-02/90EB	52-736-02/90EB	52-737-02/90EB	52-738-02/90EB
3 mm	52-731-03/90EB	52-732-03/90EB	52-735-03/90EB	52-736-03/90EB	52-737-03/90EB	52-738-03/90EB
4 mm	52-731-04/90EB	52-732-04/90EB	52-735-04/90EB	52-736-04/90EB	52-737-04/90EB	52-738-04/90EB
5 mm	52-731-05/90EB	52-732-05/90EB	52-735-05/90EB	52-736-05/90EB	52-737-05/90EB	52-738-05/90EB
6 mm	52-731-06/90EB	52-732-06/90EB	52-735-06/90EB	52-736-06/90EB	52-737-06/90EB	52-738-06/90EB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90E	52-732-008/90E	52-735-008/90E	52-736-008/90E	52-737-008/90E	52-738-008/90E
1 mm	52-731-01/90E	52-732-01/90E	52-735-01/90E	52-736-01/90E	52-737-01/90E	52-738-01/90E
2 mm	52-731-02/90E	52-732-02/90E	52-735-02/90E	52-736-02/90E	52-737-02/90E	52-738-02/90E
3 mm	52-731-03/90E	52-732-03/90E	52-735-03/90E	52-736-03/90E	52-737-03/90E	52-738-03/90E
4 mm	52-731-04/90E	52-732-04/90E	52-735-04/90E	52-736-04/90E	52-737-04/90E	52-738-04/90E
5 mm	52-731-05/90E	52-732-05/90E	52-735-05/90E	52-736-05/90E	52-737-05/90E	52-738-05/90E
6 mm	52-731-06/90E	52-732-06/90E	52-735-06/90E	52-736-06/90E	52-737-06/90E	52-738-06/90E

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008EB	52-742-008EB	52-745-008EB	52-746-008EB	52-747-008EB	52-748-008EB
1 mm	52-741-01EB	52-742-01EB	52-745-01EB	52-746-01EB	52-747-01EB	52-748-01EB
2 mm	52-741-02EB	52-742-02EB	52-745-02EB	52-746-02EB	52-747-02EB	52-748-02EB
3 mm	52-741-03EB	52-742-03EB	52-745-03EB	52-746-03EB	52-747-03EB	52-748-03EB
4 mm	52-741-04EB	52-742-04EB	52-745-04EB	52-746-04EB	52-747-04EB	52-748-04EB
5 mm	52-741-05EB	52-742-05EB	52-745-05EB	52-746-05EB	52-747-05EB	52-748-05EB
6 mm	52-741-06EB	52-742-06EB	52-745-06EB	52-746-06EB	52-747-06EB	52-748-06EB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008E	52-742-008E	52-745-008E	52-746-008E	52-747-008E	52-748-008E
1 mm	52-741-01E	52-742-01E	52-745-01E	52-746-01E	52-747-01E	52-748-01E
2 mm	52-741-02E	52-742-02E	52-745-02E	52-746-02E	52-747-02E	52-748-02E
3 mm	52-741-03E	52-742-03E	52-745-03E	52-746-03E	52-747-03E	52-748-03E
4 mm	52-741-04E	52-742-04E	52-745-04E	52-746-04E	52-747-04E	52-748-04E
5 mm	52-741-05E	52-742-05E	52-745-05E	52-746-05E	52-747-05E	52-748-05E
6 mm	52-741-06E	52-742-06E	52-745-06E	52-746-06E	52-747-06E	52-748-06E

TAP Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90EB	52-742-008/90EB	52-745-008/90EB	52-746-008/90EB	52-747-008/90EB	52-748-008/90EB
1 mm	52-741-01/90EB	52-742-01/90EB	52-745-01/90EB	52-746-01/90EB	52-747-01/90EB	52-748-01/90EB
2 mm	52-741-02/90EB	52-742-02/90EB	52-745-02/90EB	52-746-02/90EB	52-747-02/90EB	52-748-02/90EB
3 mm	52-741-03/90EB	52-742-03/90EB	52-745-03/90EB	52-746-03/90EB	52-747-03/90EB	52-748-03/90EB
4 mm	52-741-04/90EB	52-742-04/90EB	52-745-04/90EB	52-746-04/90EB	52-747-04/90EB	52-748-04/90EB
5 mm	52-741-05/90EB	52-742-05/90EB	52-745-05/90EB	52-746-05/90EB	52-747-05/90EB	52-748-05/90EB
6 mm	52-741-06/90EB	52-742-06/90EB	52-745-06/90EB	52-746-06/90EB	52-747-06/90EB	52-748-06/90EB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90E	52-742-008/90E	52-745-008/90E	52-746-008/90E	52-747-008/90E	52-748-008/90E
1 mm	52-741-01/90E	52-742-01/90E	52-745-01/90E	52-746-01/90E	52-747-01/90E	52-748-01/90E
2 mm	52-741-02/90E	52-742-02/90E	52-745-02/90E	52-746-02/90E	52-747-02/90E	52-748-02/90E
3 mm	52-741-03/90E	52-742-03/90E	52-745-03/90E	52-746-03/90E	52-747-03/90E	52-748-03/90E
4 mm	52-741-04/90E	52-742-04/90E	52-745-04/90E	52-746-04/90E	52-747-04/90E	52-748-04/90E
5 mm	52-741-05/90E	52-742-05/90E	52-745-05/90E	52-746-05/90E	52-747-05/90E	52-748-05/90E
6 mm	52-741-06/90E	52-742-06/90E	52-745-06/90E	52-746-06/90E	52-747-06/90E	52-748-06/90E

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Superplattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Super Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008ESPFB	52-742-008ESPFB	52-745-008ESPFB	52-746-008ESPFB	52-747-008ESPFB	52-748-008ESPFB
1 mm	52-741-01ESPFB	52-742-01ESPFB	52-745-01ESPFB	52-746-01ESPFB	52-747-01ESPFB	52-748-01ESPFB
2 mm	52-741-02ESPFB	52-742-02ESPFB	52-745-02ESPFB	52-746-02ESPFB	52-747-02ESPFB	52-748-02ESPFB
3 mm	52-741-03ESPFB	52-742-03ESPFB	52-745-03ESPFB	52-746-03ESPFB	52-747-03ESPFB	52-748-03ESPFB
4 mm	52-741-04ESPFB	52-742-04ESPFB	52-745-04ESPFB	52-746-04ESPFB	52-747-04ESPFB	52-748-04ESPFB
5 mm	52-741-05ESPFB	52-742-05ESPFB	52-745-05ESPFB	52-746-05ESPFB	52-747-05ESPFB	52-748-05ESPFB
6 mm	52-741-06ESPFB	52-742-06ESPFB	52-745-06ESPFB	52-746-06ESPFB	52-747-06ESPFB	52-748-06ESPFB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008ESPF	52-742-008ESPF	52-745-008ESPF	52-746-008ESPF	52-747-008ESPF	52-748-008ESPF
1 mm	52-741-01ESPF	52-742-01ESPF	52-745-01ESPF	52-746-01ESPF	52-747-01ESPF	52-748-01ESPF
2 mm	52-741-02ESPF	52-742-02ESPF	52-745-02ESPF	52-746-02ESPF	52-747-02ESPF	52-748-02ESPF
3 mm	52-741-03ESPF	52-742-03ESPF	52-745-03ESPF	52-746-03ESPF	52-747-03ESPF	52-748-03ESPF
4 mm	52-741-04ESPF	52-742-04ESPF	52-745-04ESPF	52-746-04ESPF	52-747-04ESPF	52-748-04ESPF
5 mm	52-741-05ESPF	52-742-05ESPF	52-745-05ESPF	52-746-05ESPF	52-747-05ESPF	52-748-05ESPF
6 mm	52-741-06ESPF	52-742-06ESPF	52-745-06ESPF	52-746-06ESPF	52-747-06ESPF	52-748-06ESPF

TAP Superplattfuß Kerrison Laminektomi stanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Super Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



01-2

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

		● schwarz beschichtet / black coated				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90ESPFB	52-742-008/90ESPFB	52-745-008/90ESPFB	52-746-008/90ESPFB	52-747-008/90ESPFB	52-748-008/90ESPFB
1 mm	52-741-01/90ESPFB	52-742-01/90ESPFB	52-745-01/90ESPFB	52-746-01/90ESPFB	52-747-01/90ESPFB	52-748-01/90ESPFB
2 mm	52-741-02/90ESPFB	52-742-02/90ESPFB	52-745-02/90ESPFB	52-746-02/90ESPFB	52-747-02/90ESPFB	52-748-02/90ESPFB
3 mm	52-741-03/90ESPFB	52-742-03/90ESPFB	52-745-03/90ESPFB	52-746-03/90ESPFB	52-747-03/90ESPFB	52-748-03/90ESPFB
4 mm	52-741-04/90ESPFB	52-742-04/90ESPFB	52-745-04/90ESPFB	52-746-04/90ESPFB	52-747-04/90ESPFB	52-748-04/90ESPFB
5 mm	52-741-05/90ESPFB	52-742-05/90ESPFB	52-745-05/90ESPFB	52-746-05/90ESPFB	52-747-05/90ESPFB	52-748-05/90ESPFB
6 mm	52-741-06/90ESPFB	52-742-06/90ESPFB	52-745-06/90ESPFB	52-746-06/90ESPFB	52-747-06/90ESPFB	52-748-06/90ESPFB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

		○ blank / satin finish				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90ESPF	52-742-008/90ESPF	52-745-008/90ESPF	52-746-008/90ESPF	52-747-008/90ESPF	52-748-008/90ESPF
1 mm	52-741-01/90ESPF	52-742-01/90ESPF	52-745-01/90ESPF	52-746-01/90ESPF	52-747-01/90ESPF	52-748-01/90ESPF
2 mm	52-741-02/90ESPF	52-742-02/90ESPF	52-745-02/90ESPF	52-746-02/90ESPF	52-747-02/90ESPF	52-748-02/90ESPF
3 mm	52-741-03/90ESPF	52-742-03/90ESPF	52-745-03/90ESPF	52-746-03/90ESPF	52-747-03/90ESPF	52-748-03/90ESPF
4 mm	52-741-04/90ESPF	52-742-04/90ESPF	52-745-04/90ESPF	52-746-04/90ESPF	52-747-04/90ESPF	52-748-04/90ESPF
5 mm	52-741-05/90ESPF	52-742-05/90ESPF	52-745-05/90ESPF	52-746-05/90ESPF	52-747-05/90ESPF	52-748-05/90ESPF
6 mm	52-741-06/90ESPF	52-742-06/90ESPF	52-745-06/90ESPF	52-746-06/90ESPF	52-747-06/90ESPF	52-748-06/90ESPF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Ferris Smith Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Ferris Smith Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, detachable, 14mm jaw opening

Schaftlänge / Shaft length



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008FSB	52-732-008FSB	52-735-008FSB	52-736-008FSB	52-737-008FSB	52-738-008FSB
1 mm	52-731-01FSB	52-732-01FSB	52-735-01FSB	52-736-01FSB	52-737-01FSB	52-738-01FSB
2 mm	52-731-02FSB	52-732-02FSB	52-735-02FSB	52-736-02FSB	52-737-02FSB	52-738-02FSB
3 mm	52-731-03FSB	52-732-03FSB	52-735-03FSB	52-736-03FSB	52-737-03FSB	52-738-03FSB
4 mm	52-731-04FSB	52-732-04FSB	52-735-04FSB	52-736-04FSB	52-737-04FSB	52-738-04FSB
5 mm	52-731-05FSB	52-732-05FSB	52-735-05FSB	52-736-05FSB	52-737-05FSB	52-738-05FSB
6 mm	52-731-06FSB	52-732-06FSB	52-735-06FSB	52-736-06FSB	52-737-06FSB	52-738-06FSB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008FS	52-732-008FS	52-735-008FS	52-736-008FS	52-737-008FS	52-738-008FS
1 mm	52-731-01FS	52-732-01FS	52-735-01FS	52-736-01FS	52-737-01FS	52-738-01FS
2 mm	52-731-02FS	52-732-02FS	52-735-02FS	52-736-02FS	52-737-02FS	52-738-02FS
3 mm	52-731-03FS	52-732-03FS	52-735-03FS	52-736-03FS	52-737-03FS	52-738-03FS
4 mm	52-731-04FS	52-732-04FS	52-735-04FS	52-736-04FS	52-737-04FS	52-738-04FS
5 mm	52-731-05FS	52-732-05FS	52-735-05FS	52-736-05FS	52-737-05FS	52-738-05FS
6 mm	52-731-06FS	52-732-06FS	52-735-06FS	52-736-06FS	52-737-06FS	52-738-06FS

TAP Ferris Smith Kerrison Laminektomiesterze, Plattfuß, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
 TAP Ferris Smith Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, detachable, 14mm jaw opening



2-10

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008FSB	52-742-008FSB	52-745-008FSB	52-746-008FSB	52-747-008FSB	52-748-008FSB
1 mm	52-741-01FSB	52-742-01FSB	52-745-01FSB	52-746-01FSB	52-747-01FSB	52-748-01FSB
2 mm	52-741-02FSB	52-742-02FSB	52-745-02FSB	52-746-02FSB	52-747-02FSB	52-748-02FSB
3 mm	52-741-03FSB	52-742-03FSB	52-745-03FSB	52-746-03FSB	52-747-03FSB	52-748-03FSB
4 mm	52-741-04FSB	52-742-04FSB	52-745-04FSB	52-746-04FSB	52-747-04FSB	52-748-04FSB
5 mm	52-741-05FSB	52-742-05FSB	52-745-05FSB	52-746-05FSB	52-747-05FSB	52-748-05FSB
6 mm	52-741-06FSB	52-742-06FSB	52-745-06FSB	52-746-06FSB	52-747-06FSB	52-748-06FSB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008FS	52-742-008FS	52-745-008FS	52-746-008FS	52-747-008FS	52-748-008FS
1 mm	52-741-01FS	52-742-01FS	52-745-01FS	52-746-01FS	52-747-01FS	52-748-01FS
2 mm	52-741-02FS	52-742-02FS	52-745-02FS	52-746-02FS	52-747-02FS	52-748-02FS
3 mm	52-741-03FS	52-742-03FS	52-745-03FS	52-746-03FS	52-747-03FS	52-748-03FS
4 mm	52-741-04FS	52-742-04FS	52-745-04FS	52-746-04FS	52-747-04FS	52-748-04FS
5 mm	52-741-05FS	52-742-05FS	52-745-05FS	52-746-05FS	52-747-05FS	52-748-05FS
6 mm	52-741-06FS	52-742-06FS	52-745-06FS	52-746-06FS	52-747-06FS	52-748-06FS

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiesteren

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Normalfuß Kerrison Laminektomiesteren, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Bayonet Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008BY/11B	52-731-008BY/15B	52-731-008BYB	52-732-008BYB
1 mm	52-731-01BY/11B	52-731-01BY/15B	52-731-01BYB	52-732-01BYB
2 mm	52-731-02BY/11B	52-731-02BY/15B	52-731-02BYB	52-732-02BYB
3 mm	52-731-03BY/11B	52-731-03BY/15B	52-731-03BYB	52-732-03BYB
4 mm	52-731-04BY/11B	52-731-04BY/15B	52-731-04BYB	52-732-04BYB
5 mm	52-731-05BY/11B	52-731-05BY/15B	52-731-05BYB	52-732-05BYB
6 mm	52-731-06BY/11B	52-731-06BY/15B	52-731-06BYB	52-732-06BYB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008BY/11	52-731-008BY/15	52-731-008BY	52-732-008BY
1 mm	52-731-01BY/11	52-731-01BY/15	52-731-01BY	52-732-01BY
2 mm	52-731-02BY/11	52-731-02BY/15	52-731-02BY	52-732-02BY
3 mm	52-731-03BY/11	52-731-03BY/15	52-731-03BY	52-732-03BY
4 mm	52-731-04BY/11	52-731-04BY/15	52-731-04BY	52-732-04BY
5 mm	52-731-05BY/11	52-731-05BY/15	52-731-05BY	52-732-05BY
6 mm	52-731-06BY/11	52-731-06BY/15	52-731-06BY	52-732-06BY

TAP Bajonett Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008/90BY/11B	52-731-008/90BY/15B	52-731-008/90BYB	52-732-008/90BYB
1 mm	52-731-01/90BY/11B	52-731-01/90BY/15B	52-731-01/90BYB	52-732-01/90BYB
2 mm	52-731-02/90BY/11B	52-731-02/90BY/15B	52-731-02/90BYB	52-732-02/90BYB
3 mm	52-731-03/90BY/11B	52-731-03/90BY/15B	52-731-03/90BYB	52-732-03/90BYB
4 mm	52-731-04/90BY/11B	52-731-04/90BY/15B	52-731-04/90BYB	52-732-04/90BYB
5 mm	52-731-05/90BY/11B	52-731-05/90BY/15B	52-731-05/90BYB	52-732-05/90BYB
6 mm	52-731-06/90BY/11B	52-731-06/90BY/15B	52-731-06/90BYB	52-732-06/90BYB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008/90BY/11	52-731-008/90BY/15	52-731-008/90BY	52-732-008/90BY
1 mm	52-731-01/90BY/11	52-731-01/90BY/15	52-731-01/90BY	52-732-01/90BY
2 mm	52-731-02/90BY/11	52-731-02/90BY/15	52-731-02/90BY	52-732-02/90BY
3 mm	52-731-03/90BY/11	52-731-03/90BY/15	52-731-03/90BY	52-732-03/90BY
4 mm	52-731-04/90BY/11	52-731-04/90BY/15	52-731-04/90BY	52-732-04/90BY
5 mm	52-731-05/90BY/11	52-731-05/90BY/15	52-731-05/90BY	52-732-05/90BY
6 mm	52-731-06/90BY/11	52-731-06/90BY/15	52-731-06/90BY	52-732-06/90BY

TAP Bajonett Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Bayonet Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008BY/11B	52-741-008BY/15B	52-741-008BYB	52-742-008BYB
1 mm	52-741-01BY/11B	52-741-01BY/15B	52-741-01BYB	52-742-01BYB
2 mm	52-741-02BY/11B	52-741-02BY/15B	52-741-02BYB	52-742-02BYB
3 mm	52-741-03BY/11B	52-741-03BY/15B	52-741-03BYB	52-742-03BYB
4 mm	52-741-04BY/11B	52-741-04BY/15B	52-741-04BYB	52-742-04BYB
5 mm	52-741-05BY/11B	52-741-05BY/15B	52-741-05BYB	52-742-05BYB
6 mm	52-741-06BY/11B	52-741-06BY/15B	52-741-06BYB	52-742-06BYB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008BY/11	52-741-008BY/15	52-741-008BY	52-742-008BY
1 mm	52-741-01BY/11	52-741-01BY/15	52-741-01BY	52-742-01BY
2 mm	52-741-02BY/11	52-741-02BY/15	52-741-02BY	52-742-02BY
3 mm	52-741-03BY/11	52-741-03BY/15	52-741-03BY	52-742-03BY
4 mm	52-741-04BY/11	52-741-04BY/15	52-741-04BY	52-742-04BY
5 mm	52-741-05BY/11	52-741-05BY/15	52-741-05BY	52-742-05BY
6 mm	52-741-06BY/11	52-741-06BY/15	52-741-06BY	52-742-06BY

TAP Bajonett Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated
 Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008/90BY/11B	52-741-008/90BY/15B	52-741-008/90BYB	52-742-008/90BYB
1 mm	52-741-01/90BY/11B	52-741-01/90BY/15B	52-741-01/90BYB	52-742-01/90BYB
2 mm	52-741-02/90BY/11B	52-741-02/90BY/15B	52-741-02/90BYB	52-742-02/90BYB
3 mm	52-741-03/90BY/11B	52-741-03/90BY/15B	52-741-03/90BYB	52-742-03/90BYB
4 mm	52-741-04/90BY/11B	52-741-04/90BY/15B	52-741-04/90BYB	52-742-04/90BYB
5 mm	52-741-05/90BY/11B	52-741-05/90BY/15B	52-741-05/90BYB	52-742-05/90BYB
6 mm	52-741-06/90BY/11B	52-741-06/90BY/15B	52-741-06/90BYB	52-742-06/90BYB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting


○ blank / satin finish
 Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008/90BY/11	52-741-008/90BY/15	52-741-008/90BY	52-742-008/90BY
1 mm	52-741-01/90BY/11	52-741-01/90BY/15	52-741-01/90BY	52-742-01/90BY
2 mm	52-741-02/90BY/11	52-741-02/90BY/15	52-741-02/90BY	52-742-02/90BY
3 mm	52-741-03/90BY/11	52-741-03/90BY/15	52-741-03/90BY	52-742-03/90BY
4 mm	52-741-04/90BY/11	52-741-04/90BY/15	52-741-04/90BY	52-742-04/90BY
5 mm	52-741-05/90BY/11	52-741-05/90BY/15	52-741-05/90BY	52-742-05/90BY
6 mm	52-741-06/90BY/11	52-741-06/90BY/15	52-741-06/90BY	52-742-06/90BY

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008EBY/11B	52-731-008EBY/15B	52-731-008EBYB	52-732-008EBYB
1 mm	52-731-01EBY/11B	52-731-01EBY/15B	52-731-01EBYB	52-732-01EBYB
2 mm	52-731-02EBY/11B	52-731-02EBY/15B	52-731-02EBYB	52-732-02EBYB
3 mm	52-731-03EBY/11B	52-731-03EBY/15B	52-731-03EBYB	52-732-03EBYB
4 mm	52-731-04EBY/11B	52-731-04EBY/15B	52-731-04EBYB	52-732-04EBYB
5 mm	52-731-05EBY/11B	52-731-05EBY/15B	52-731-05EBYB	52-732-05EBYB
6 mm	52-731-06EBY/11B	52-731-06EBY/15B	52-731-06EBYB	52-732-06EBYB


40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008EBY/11	52-731-008EBY/15	52-731-008EBY	52-732-008EBY
1 mm	52-731-01EBY/11	52-731-01EBY/15	52-731-01EBY	52-732-01EBY
2 mm	52-731-02EBY/11	52-731-02EBY/15	52-731-02EBY	52-732-02EBY
3 mm	52-731-03EBY/11	52-731-03EBY/15	52-731-03EBY	52-732-03EBY
4 mm	52-731-04EBY/11	52-731-04EBY/15	52-731-04EBY	52-732-04EBY
5 mm	52-731-05EBY/11	52-731-05EBY/15	52-731-05EBY	52-732-05EBY
6 mm	52-731-06EBY/11	52-731-06EBY/15	52-731-06EBY	52-732-06EBY

TAP Bajonett Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008/90EBY/11B	52-731-008/90EBY/15B	52-731-008/90EBYB	52-732-008/90EBYB
1 mm	52-731-01/90EBY/11B	52-731-01/90EBY/15B	52-731-01/90EBYB	52-732-01/90EBYB
2 mm	52-731-02/90EBY/11B	52-731-02/90EBY/15B	52-731-02/90EBYB	52-732-02/90EBYB
3 mm	52-731-03/90EBY/11B	52-731-03/90EBY/15B	52-731-03/90EBYB	52-732-03/90EBYB
4 mm	52-731-04/90EBY/11B	52-731-04/90EBY/15B	52-731-04/90EBYB	52-732-04/90EBYB
5 mm	52-731-05/90EBY/11B	52-731-05/90EBY/15B	52-731-05/90EBYB	52-732-05/90EBYB
6 mm	52-731-06/90EBY/11B	52-731-06/90EBY/15B	52-731-06/90EBYB	52-732-06/90EBYB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-731-008/90EBY/11	52-731-008/90EBY/15	52-731-008/90EBY	52-732-008/90EBY
1 mm	52-731-01/90EBY/11	52-731-01/90EBY/15	52-731-01/90EBY	52-732-01/90EBY
2 mm	52-731-02/90EBY/11	52-731-02/90EBY/15	52-731-02/90EBY	52-732-02/90EBY
3 mm	52-731-03/90EBY/11	52-731-03/90EBY/15	52-731-03/90EBY	52-732-03/90EBY
4 mm	52-731-04/90EBY/11	52-731-04/90EBY/15	52-731-04/90EBY	52-732-04/90EBY
5 mm	52-731-05/90EBY/11	52-731-05/90EBY/15	52-731-05/90EBY	52-732-05/90EBY
6 mm	52-731-06/90EBY/11	52-731-06/90EBY/15	52-731-06/90EBY	52-732-06/90EBY

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening




40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

		● schwarz beschichtet / black coated			
		Arbeitslänge / Working length			
Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm	
0.8 mm	52-741-008EBY/11B	52-741-008EBY/15B	52-741-008EBYB	52-742-008EBYB	
1 mm	52-741-01EBY/11B	52-741-01EBY/15B	52-741-01EBYB	52-742-01EBYB	
2 mm	52-741-02EBY/11B	52-741-02EBY/15B	52-741-02EBYB	52-742-02EBYB	
3 mm	52-741-03EBY/11B	52-741-03EBY/15B	52-741-03EBYB	52-742-03EBYB	
4 mm	52-741-04EBY/11B	52-741-04EBY/15B	52-741-04EBYB	52-742-04EBYB	
5 mm	52-741-05EBY/11B	52-741-05EBY/15B	52-741-05EBYB	52-742-05EBYB	
6 mm	52-741-06EBY/11B	52-741-06EBY/15B	52-741-06EBYB	52-742-06EBYB	

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

		○ blank / satin finish			
		Arbeitslänge / Working length			
Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm	
0.8 mm	52-741-008EBY/11	52-741-008EBY/15	52-741-008EBY	52-742-008EBY	
1 mm	52-741-01EBY/11	52-741-01EBY/15	52-741-01EBY	52-742-01EBY	
2 mm	52-741-02EBY/11	52-741-02EBY/15	52-741-02EBY	52-742-02EBY	
3 mm	52-741-03EBY/11	52-741-03EBY/15	52-741-03EBY	52-742-03EBY	
4 mm	52-741-04EBY/11	52-741-04EBY/15	52-741-04EBY	52-742-04EBY	
5 mm	52-741-05EBY/11	52-741-05EBY/15	52-741-05EBY	52-742-05EBY	
6 mm	52-741-06EBY/11	52-741-06EBY/15	52-741-06EBY	52-742-06EBY	

TAP Bajonett Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Bayonet Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008/90EBY/11B	52-741-008/90EBY/15B	52-741-008/90EBYB	52-742-008/90EBYB
1 mm	52-741-01/90EBY/11B	52-741-01/90EBY/15B	52-741-01/90EBYB	52-742-01/90EBYB
2 mm	52-741-02/90EBY/11B	52-741-02/90EBY/15B	52-741-02/90EBYB	52-742-02/90EBYB
3 mm	52-741-03/90EBY/11B	52-741-03/90EBY/15B	52-741-03/90EBYB	52-742-03/90EBYB
4 mm	52-741-04/90EBY/11B	52-741-04/90EBY/15B	52-741-04/90EBYB	52-742-04/90EBYB
5 mm	52-741-05/90EBY/11B	52-741-05/90EBY/15B	52-741-05/90EBYB	52-742-05/90EBYB
6 mm	52-741-06/90EBY/11B	52-741-06/90EBY/15B	52-741-06/90EBYB	52-742-06/90EBYB

90° aufwärtsschneidend / 90° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008/90EBY/11	52-741-008/90EBY/15	52-741-008/90EBY	52-742-008/90EBY
1 mm	52-741-01/90EBY/11	52-741-01/90EBY/15	52-741-01/90EBY	52-742-01/90EBY
2 mm	52-741-02/90EBY/11	52-741-02/90EBY/15	52-741-02/90EBY	52-742-02/90EBY
3 mm	52-741-03/90EBY/11	52-741-03/90EBY/15	52-741-03/90EBY	52-742-03/90EBY
4 mm	52-741-04/90EBY/11	52-741-04/90EBY/15	52-741-04/90EBY	52-742-04/90EBY
5 mm	52-741-05/90EBY/11	52-741-05/90EBY/15	52-741-05/90EBY	52-742-05/90EBY
6 mm	52-741-06/90EBY/11	52-741-06/90EBY/15	52-741-06/90EBY	52-742-06/90EBY

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Superplattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Bayonet Super Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008BYSPF/11B	52-741-008BYSPF/15B	52-741-008BYSPFB	52-742-008BYSPFB
1 mm	52-741-01BYSPF/11B	52-741-01BYSPF/15B	52-741-01BYSPFB	52-742-01BYSPFB
2 mm	52-741-02BYSPF/11B	52-741-02BYSPF/15B	52-741-02BYSPFB	52-742-02BYSPFB
3 mm	52-741-03BYSPF/11B	52-741-03BYSPF/15B	52-741-03BYSPFB	52-742-03BYSPFB
4 mm	52-741-04BYSPF/11B	52-741-04BYSPF/15B	52-741-04BYSPFB	52-742-04BYSPFB
5 mm	52-741-05BYSPF/11B	52-741-05BYSPF/15B	52-741-05BYSPFB	52-742-05BYSPFB
6 mm	52-741-06BYSPF/11B	52-741-06BYSPF/15B	52-741-06BYSPFB	52-742-06BYSPFB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008BYSPF/11	52-741-008BYSPF/15	52-741-008BYSPF	52-742-008BYSPF
1 mm	52-741-01BYSPF/11	52-741-01BYSPF/15	52-741-01BYSPF	52-742-01BYSPF
2 mm	52-741-02BYSPF/11	52-741-02BYSPF/15	52-741-02BYSPF	52-742-02BYSPF
3 mm	52-741-03BYSPF/11	52-741-03BYSPF/15	52-741-03BYSPF	52-742-03BYSPF
4 mm	52-741-04BYSPF/11	52-741-04BYSPF/15	52-741-04BYSPF	52-742-04BYSPF
5 mm	52-741-05BYSPF/11	52-741-05BYSPF/15	52-741-05BYSPF	52-742-05BYSPF
6 mm	52-741-06BYSPF/11	52-741-06BYSPF/15	52-741-06BYSPF	52-742-06BYSPF

TAP Bajonett Superplattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
 TAP Bayonet Super thin footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

 40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008EBYSPF/11B	52-741-008EBYSPF/15B	52-741-008EBYSPFB	52-742-008EBYSPFB
1 mm	52-741-01EBYSPF/11B	52-741-01EBYSPF/15B	52-741-01EBYSPFB	52-742-01EBYSPFB
2 mm	52-741-02EBYSPF/11B	52-741-02EBYSPF/15B	52-741-02EBYSPFB	52-742-02EBYSPFB
3 mm	52-741-03EBYSPF/11B	52-741-03EBYSPF/15B	52-741-03EBYSPFB	52-742-03EBYSPFB
4 mm	52-741-04EBYSPF/11B	52-741-04EBYSPF/15B	52-741-04EBYSPFB	52-742-04EBYSPFB
5 mm	52-741-05EBYSPF/11B	52-741-05EBYSPF/15B	52-741-05EBYSPFB	52-742-05EBYSPFB
6 mm	52-741-06EBYSPF/11B	52-741-06EBYSPF/15B	52-741-06EBYSPFB	52-742-06EBYSPFB

 40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-741-008EBYSPF/11	52-741-008EBYSPF/15	52-741-008EBYSPF	52-742-008EBYSPF
1 mm	52-741-01EBYSPF/11	52-741-01EBYSPF/15	52-741-01EBYSPF	52-742-01EBYSPF
2 mm	52-741-02EBYSPF/11	52-741-02EBYSPF/15	52-741-02EBYSPF	52-742-02EBYSPF
3 mm	52-741-03EBYSPF/11	52-741-03EBYSPF/15	52-741-03EBYSPF	52-742-03EBYSPF
4 mm	52-741-04EBYSPF/11	52-741-04EBYSPF/15	52-741-04EBYSPF	52-742-04EBYSPF
5 mm	52-741-05EBYSPF/11	52-741-05EBYSPF/15	52-741-05EBYSPF	52-742-05EBYSPF
6 mm	52-741-06EBYSPF/11	52-741-06EBYSPF/15	52-741-06EBYSPF	52-742-06EBYSPF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Abwärtsschneidend Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Downbiting Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening

Schaftlänge / Shaft length



40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008AB	52-732-008AB	52-735-008AB	52-736-008AB	52-737-008AB	52-738-008AB
1 mm	52-731-01AB	52-732-01AB	52-735-01AB	52-736-01AB	52-737-01AB	52-738-01AB
2 mm	52-731-02AB	52-732-02AB	52-735-02AB	52-736-02AB	52-737-02AB	52-738-02AB
3 mm	52-731-03AB	52-732-03AB	52-735-03AB	52-736-03AB	52-737-03AB	52-738-03AB
4 mm	52-731-04AB	52-732-04AB	52-735-04AB	52-736-04AB	52-737-04AB	52-738-04AB
5 mm	52-731-05AB	52-732-05AB	52-735-05AB	52-736-05AB	52-737-05AB	52-738-05AB
6 mm	52-731-06AB	52-732-06AB	52-735-06AB	52-736-06AB	52-737-06AB	52-738-06AB

40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008A	52-732-008A	52-735-008A	52-736-008A	52-737-008A	52-738-008A
1 mm	52-731-01A	52-732-01A	52-735-01A	52-736-01A	52-737-01A	52-738-01A
2 mm	52-731-02A	52-732-02A	52-735-02A	52-736-02A	52-737-02A	52-738-02A
3 mm	52-731-03A	52-732-03A	52-735-03A	52-736-03A	52-737-03A	52-738-03A
4 mm	52-731-04A	52-732-04A	52-735-04A	52-736-04A	52-737-04A	52-738-04A
5 mm	52-731-05A	52-732-05A	52-735-05A	52-736-05A	52-737-05A	52-738-05A
6 mm	52-731-06A	52-732-06A	52-735-06A	52-736-06A	52-737-06A	52-738-06A

TAP Abwärtsschneidend Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90AB	52-732-008/90AB	52-735-008/90AB	52-736-008/90AB	52-737-008/90AB	52-738-008/90AB
1 mm	52-731-01/90AB	52-732-01/90AB	52-735-01/90AB	52-736-01/90AB	52-737-01/90AB	52-738-01/90AB
2 mm	52-731-02/90AB	52-732-02/90AB	52-735-02/90AB	52-736-02/90AB	52-737-02/90AB	52-738-02/90AB
3 mm	52-731-03/90AB	52-732-03/90AB	52-735-03/90AB	52-736-03/90AB	52-737-03/90AB	52-738-03/90AB
4 mm	52-731-04/90AB	52-732-04/90AB	52-735-04/90AB	52-736-04/90AB	52-737-04/90AB	52-738-04/90AB
5 mm	52-731-05/90AB	52-732-05/90AB	52-735-05/90AB	52-736-05/90AB	52-737-05/90AB	52-738-05/90AB
6 mm	52-731-06/90AB	52-732-06/90AB	52-735-06/90AB	52-736-06/90AB	52-737-06/90AB	52-738-06/90AB

90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90A	52-732-008/90A	52-735-008/90A	52-736-008/90A	52-737-008/90A	52-738-008/90A
1 mm	52-731-01/90A	52-732-01/90A	52-735-01/90A	52-736-01/90A	52-737-01/90A	52-738-01/90A
2 mm	52-731-02/90A	52-732-02/90A	52-735-02/90A	52-736-02/90A	52-737-02/90A	52-738-02/90A
3 mm	52-731-03/90A	52-732-03/90A	52-735-03/90A	52-736-03/90A	52-737-03/90A	52-738-03/90A
4 mm	52-731-04/90A	52-732-04/90A	52-735-04/90A	52-736-04/90A	52-737-04/90A	52-738-04/90A
5 mm	52-731-05/90A	52-732-05/90A	52-735-05/90A	52-736-05/90A	52-737-05/90A	52-738-05/90A
6 mm	52-731-06/90A	52-732-06/90A	52-735-06/90A	52-736-06/90A	52-737-06/90A	52-738-06/90A

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Abwärtsschneidend Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung

TAP Downbiting Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008AB	52-742-008AB	52-745-008AB	52-746-008AB	52-747-008AB	52-748-008AB
1 mm	52-741-01AB	52-742-01AB	52-745-01AB	52-746-01AB	52-747-01AB	52-748-01AB
2 mm	52-741-02AB	52-742-02AB	52-745-02AB	52-746-02AB	52-747-02AB	52-748-02AB
3 mm	52-741-03AB	52-742-03AB	52-745-03AB	52-746-03AB	52-747-03AB	52-748-03AB
4 mm	52-741-04AB	52-742-04AB	52-745-04AB	52-746-04AB	52-747-04AB	52-748-04AB
5 mm	52-741-05AB	52-742-05AB	52-745-05AB	52-746-05AB	52-747-05AB	52-748-05AB
6 mm	52-741-06AB	52-742-06AB	52-745-06AB	52-746-06AB	52-747-06AB	52-748-06AB

40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008A	52-742-008A	52-745-008A	52-746-008A	52-747-008A	52-748-008A
1 mm	52-741-01A	52-742-01A	52-745-01A	52-746-01A	52-747-01A	52-748-01A
2 mm	52-741-02A	52-742-02A	52-745-02A	52-746-02A	52-747-02A	52-748-02A
3 mm	52-741-03A	52-742-03A	52-745-03A	52-746-03A	52-747-03A	52-748-03A
4 mm	52-741-04A	52-742-04A	52-745-04A	52-746-04A	52-747-04A	52-748-04A
5 mm	52-741-05A	52-742-05A	52-745-05A	52-746-05A	52-747-05A	52-748-05A
6 mm	52-741-06A	52-742-06A	52-745-06A	52-746-06A	52-747-06A	52-748-06A

TAP Abwärtsschneidend Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90AB	52-742-008/90AB	52-745-008/90AB	52-746-008/90AB	52-747-008/90AB	52-748-008/90AB
1 mm	52-741-01/90AB	52-742-01/90AB	52-745-01/90AB	52-746-01/90AB	52-747-01/90AB	52-748-01/90AB
2 mm	52-741-02/90AB	52-742-02/90AB	52-745-02/90AB	52-746-02/90AB	52-747-02/90AB	52-748-02/90AB
3 mm	52-741-03/90AB	52-742-03/90AB	52-745-03/90AB	52-746-03/90AB	52-747-03/90AB	52-748-03/90AB
4 mm	52-741-04/90AB	52-742-04/90AB	52-745-04/90AB	52-746-04/90AB	52-747-04/90AB	52-748-04/90AB
5 mm	52-741-05/90AB	52-742-05/90AB	52-745-05/90AB	52-746-05/90AB	52-747-05/90AB	52-748-05/90AB
6 mm	52-741-06/90AB	52-742-06/90AB	52-745-06/90AB	52-746-06/90AB	52-747-06/90AB	52-748-06/90AB

90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90A	52-742-008/90A	52-745-008/90A	52-746-008/90A	52-747-008/90A	52-748-008/90A
1 mm	52-741-01/90A	52-742-01/90A	52-745-01/90A	52-746-01/90A	52-747-01/90A	52-748-01/90A
2 mm	52-741-02/90A	52-742-02/90A	52-745-02/90A	52-746-02/90A	52-747-02/90A	52-748-02/90A
3 mm	52-741-03/90A	52-742-03/90A	52-745-03/90A	52-746-03/90A	52-747-03/90A	52-748-03/90A
4 mm	52-741-04/90A	52-742-04/90A	52-745-04/90A	52-746-04/90A	52-747-04/90A	52-748-04/90A
5 mm	52-741-05/90A	52-742-05/90A	52-745-05/90A	52-746-05/90A	52-747-05/90A	52-748-05/90A
6 mm	52-741-06/90A	52-742-06/90A	52-745-06/90A	52-746-06/90A	52-747-06/90A	52-748-06/90A

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Abwärtsschneidend Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008EAB	52-732-008EAB	52-735-008EAB	52-736-008EAB	52-737-008EAB	52-738-008EAB
1 mm	52-731-01EAB	52-732-01EAB	52-735-01EAB	52-736-01EAB	52-737-01EAB	52-738-01EAB
2 mm	52-731-02EAB	52-732-02EAB	52-735-02EAB	52-736-02EAB	52-737-02EAB	52-738-02EAB
3 mm	52-731-03EAB	52-732-03EAB	52-735-03EAB	52-736-03EAB	52-737-03EAB	52-738-03EAB
4 mm	52-731-04EAB	52-732-04EAB	52-735-04EAB	52-736-04EAB	52-737-04EAB	52-738-04EAB
5 mm	52-731-05EAB	52-732-05EAB	52-735-05EAB	52-736-05EAB	52-737-05EAB	52-738-05EAB
6 mm	52-731-06EAB	52-732-06EAB	52-735-06EAB	52-736-06EAB	52-737-06EAB	52-738-06EAB

40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008EA	52-732-008EA	52-735-008EA	52-736-008EA	52-737-008EA	52-738-008EA
1 mm	52-731-01EA	52-732-01EA	52-735-01EA	52-736-01EA	52-737-01EA	52-738-01EA
2 mm	52-731-02EA	52-732-02EA	52-735-02EA	52-736-02EA	52-737-02EA	52-738-02EA
3 mm	52-731-03EA	52-732-03EA	52-735-03EA	52-736-03EA	52-737-03EA	52-738-03EA
4 mm	52-731-04EA	52-732-04EA	52-735-04EA	52-736-04EA	52-737-04EA	52-738-04EA
5 mm	52-731-05EA	52-732-05EA	52-735-05EA	52-736-05EA	52-737-05EA	52-738-05EA
6 mm	52-731-06EA	52-732-06EA	52-735-06EA	52-736-06EA	52-737-06EA	52-738-06EA

TAP Abwärtsschneidend Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

		● schwarz beschichtet / black coated				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90EAB	52-732-008/90EAB	52-735-008/90EAB	52-736-008/90EAB	52-737-008/90EAB	52-738-008/90EAB
1 mm	52-731-01/90EAB	52-732-01/90EAB	52-735-01/90EAB	52-736-01/90EAB	52-737-01/90EAB	52-738-01/90EAB
2 mm	52-731-02/90EAB	52-732-02/90EAB	52-735-02/90EAB	52-736-02/90EAB	52-737-02/90EAB	52-738-02/90EAB
3 mm	52-731-03/90EAB	52-732-03/90EAB	52-735-03/90EAB	52-736-03/90EAB	52-737-03/90EAB	52-738-03/90EAB
4 mm	52-731-04/90EAB	52-732-04/90EAB	52-735-04/90EAB	52-736-04/90EAB	52-737-04/90EAB	52-738-04/90EAB
5 mm	52-731-05/90EAB	52-732-05/90EAB	52-735-05/90EAB	52-736-05/90EAB	52-737-05/90EAB	52-738-05/90EAB
6 mm	52-731-06/90EAB	52-732-06/90EAB	52-735-06/90EAB	52-736-06/90EAB	52-737-06/90EAB	52-738-06/90EAB

90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

		○ blank / satin finish				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-731-008/90EA	52-732-008/90EA	52-735-008/90EA	52-736-008/90EA	52-737-008/90EA	52-738-008/90EA
1 mm	52-731-01/90EA	52-732-01/90EA	52-735-01/90EA	52-736-01/90EA	52-737-01/90EA	52-738-01/90EA
2 mm	52-731-02/90EA	52-732-02/90EA	52-735-02/90EA	52-736-02/90EA	52-737-02/90EA	52-738-02/90EA
3 mm	52-731-03/90EA	52-732-03/90EA	52-735-03/90EA	52-736-03/90EA	52-737-03/90EA	52-738-03/90EA
4 mm	52-731-04/90EA	52-732-04/90EA	52-735-04/90EA	52-736-04/90EA	52-737-04/90EA	52-738-04/90EA
5 mm	52-731-05/90EA	52-732-05/90EA	52-735-05/90EA	52-736-05/90EA	52-737-05/90EA	52-738-05/90EA
6 mm	52-731-06/90EA	52-732-06/90EA	52-735-06/90EA	52-736-06/90EA	52-737-06/90EA	52-738-06/90EA

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Abwärtsschneidend Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
TAP Downbiting Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008EAB	52-742-008EAB	52-745-008EAB	52-746-008EAB	52-747-008EAB	52-748-008EAB
1 mm	52-741-01EAB	52-742-01EAB	52-745-01EAB	52-746-01EAB	52-747-01EAB	52-748-01EAB
2 mm	52-741-02EAB	52-742-02EAB	52-745-02EAB	52-746-02EAB	52-747-02EAB	52-748-02EAB
3 mm	52-741-03EAB	52-742-03EAB	52-745-03EAB	52-746-03EAB	52-747-03EAB	52-748-03EAB
4 mm	52-741-04EAB	52-742-04EAB	52-745-04EAB	52-746-04EAB	52-747-04EAB	52-748-04EAB
5 mm	52-741-05EAB	52-742-05EAB	52-745-05EAB	52-746-05EAB	52-747-05EAB	52-748-05EAB
6 mm	52-741-06EAB	52-742-06EAB	52-745-06EAB	52-746-06EAB	52-747-06EAB	52-748-06EAB



40° abwärtsschneidend / 40° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008EA	52-742-008EA	52-745-008EA	52-746-008EA	52-747-008EA	52-748-008EA
1 mm	52-741-01EA	52-742-01EA	52-745-01EA	52-746-01EA	52-747-01EA	52-748-01EA
2 mm	52-741-02EA	52-742-02EA	52-745-02EA	52-746-02EA	52-747-02EA	52-748-02EA
3 mm	52-741-03EA	52-742-03EA	52-745-03EA	52-746-03EA	52-747-03EA	52-748-03EA
4 mm	52-741-04EA	52-742-04EA	52-745-04EA	52-746-04EA	52-747-04EA	52-748-04EA
5 mm	52-741-05EA	52-742-05EA	52-745-05EA	52-746-05EA	52-747-05EA	52-748-05EA
6 mm	52-741-06EA	52-742-06EA	52-745-06EA	52-746-06EA	52-747-06EA	52-748-06EA

TAP Abwärtsschneidend Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, 14mm Maulöffnung
 TAP Downbiting Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, 14mm jaw opening



2-10

 90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

		● schwarz beschichtet / black coated				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90EAB	52-742-008/90EAB	52-745-008/90EAB	52-746-008/90EAB	52-747-008/90EAB	52-748-008/90EAB
1 mm	52-741-01/90EAB	52-742-01/90EAB	52-745-01/90EAB	52-746-01/90EAB	52-747-01/90EAB	52-748-01/90EAB
2 mm	52-741-02/90EAB	52-742-02/90EAB	52-745-02/90EAB	52-746-02/90EAB	52-747-02/90EAB	52-748-02/90EAB
3 mm	52-741-03/90EAB	52-742-03/90EAB	52-745-03/90EAB	52-746-03/90EAB	52-747-03/90EAB	52-748-03/90EAB
4 mm	52-741-04/90EAB	52-742-04/90EAB	52-745-04/90EAB	52-746-04/90EAB	52-747-04/90EAB	52-748-04/90EAB
5 mm	52-741-05/90EAB	52-742-05/90EAB	52-745-05/90EAB	52-746-05/90EAB	52-747-05/90EAB	52-748-05/90EAB
6 mm	52-741-06/90EAB	52-742-06/90EAB	52-745-06/90EAB	52-746-06/90EAB	52-747-06/90EAB	52-748-06/90EAB

 90° abwärtsschneidend / 90° downbiting

		○ blank / satin finish				
		Schaftlänge / Shaft length				
Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-741-008/90EA	52-742-008/90EA	52-745-008/90EA	52-746-008/90EA	52-747-008/90EA	52-748-008/90EA
1 mm	52-741-01/90EA	52-742-01/90EA	52-745-01/90EA	52-746-01/90EA	52-747-01/90EA	52-748-01/90EA
2 mm	52-741-02/90EA	52-742-02/90EA	52-745-02/90EA	52-746-02/90EA	52-747-02/90EA	52-748-02/90EA
3 mm	52-741-03/90EA	52-742-03/90EA	52-745-03/90EA	52-746-03/90EA	52-747-03/90EA	52-748-03/90EA
4 mm	52-741-04/90EA	52-742-04/90EA	52-745-04/90EA	52-746-04/90EA	52-747-04/90EA	52-748-04/90EA
5 mm	52-741-05/90EA	52-742-05/90EA	52-745-05/90EA	52-746-05/90EA	52-747-05/90EA	52-748-05/90EA
6 mm	52-741-06/90EA	52-742-06/90EA	52-745-06/90EA	52-746-06/90EA	52-747-06/90EA	52-748-06/90EA

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung

TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01CB	52-732-01CB	52-735-01CB	52-736-01CB	52-737-01CB	52-738-01CB
2 mm	52-731-02CB	52-732-02CB	52-735-02CB	52-736-02CB	52-737-02CB	52-738-02CB
3 mm	52-731-03CB	52-732-03CB	52-735-03CB	52-736-03CB	52-737-03CB	52-738-03CB
4 mm	52-731-04CB	52-732-04CB	52-735-04CB	52-736-04CB	52-737-04CB	52-738-04CB
5 mm	52-731-05CB	52-732-05CB	52-735-05CB	52-736-05CB	52-737-05CB	52-738-05CB

40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01C	52-732-01C	52-735-01C	52-736-01C	52-737-01C	52-738-01C
2 mm	52-731-02C	52-732-02C	52-735-02C	52-736-02C	52-737-02C	52-738-02C
3 mm	52-731-03C	52-732-03C	52-735-03C	52-736-03C	52-737-03C	52-738-03C
4 mm	52-731-04C	52-732-04C	52-735-04C	52-736-04C	52-737-04C	52-738-04C
5 mm	52-731-05C	52-732-05C	52-735-05C	52-736-05C	52-737-05C	52-738-05C

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Plattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



01-2

40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01CB	52-742-01CB	52-745-01CB	52-746-01CB	52-747-01CB	52-748-01CB
2 mm	52-741-02CB	52-742-02CB	52-745-02CB	52-746-02CB	52-747-02CB	52-748-02CB
3 mm	52-741-03CB	52-742-03CB	52-745-03CB	52-746-03CB	52-747-03CB	52-748-03CB
4 mm	52-741-04CB	52-742-04CB	52-745-04CB	52-746-04CB	52-747-04CB	52-748-04CB
5 mm	52-741-05CB	52-742-05CB	52-745-05CB	52-746-05CB	52-747-05CB	52-748-05CB

40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01C	52-742-01C	52-745-01C	52-746-01C	52-747-01C	52-748-01C
2 mm	52-741-02C	52-742-02C	52-745-02C	52-746-02C	52-747-02C	52-748-02C
3 mm	52-741-03C	52-742-03C	52-745-03C	52-746-03C	52-747-03C	52-748-03C
4 mm	52-741-04C	52-742-04C	52-745-04C	52-746-04C	52-747-04C	52-748-04C
5 mm	52-741-05C	52-742-05C	52-745-05C	52-746-05C	52-747-05C	52-748-05C

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Superplattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung

TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, super thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01CSPFB	52-742-01CSPFB	52-745-01CSPFB	52-746-01CSPFB	52-747-01CSPFB	52-748-01CSPFB
2 mm	52-741-02CSPFB	52-742-02CSPFB	52-745-02CSPFB	52-746-02CSPFB	52-747-02CSPFB	52-748-02CSPFB
3 mm	52-741-03CSPFB	52-742-03CSPFB	52-745-03CSPFB	52-746-03CSPFB	52-747-03CSPFB	52-748-03CSPFB
4 mm	52-741-04CSPFB	52-742-04CSPFB	52-745-04CSPFB	52-746-04CSPFB	52-747-04CSPFB	52-748-04CSPFB
5 mm	52-741-05CSPFB	52-742-05CSPFB	52-745-05CSPFB	52-746-05CSPFB	52-747-05CSPFB	52-748-05CSPFB

40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01CSPF	52-742-01CSPF	52-745-01CSPF	52-746-01CSPF	52-747-01CSPF	52-748-01CSPF
2 mm	52-741-02CSPF	52-742-02CSPF	52-745-02CSPF	52-746-02CSPF	52-747-02CSPF	52-748-02CSPF
3 mm	52-741-03CSPF	52-742-03CSPF	52-745-03CSPF	52-746-03CSPF	52-747-03CSPF	52-748-03CSPF
4 mm	52-741-04CSPF	52-742-04CSPF	52-745-04CSPF	52-746-04CSPF	52-747-04CSPF	52-748-04CSPF
5 mm	52-741-05CSPF	52-742-05CSPF	52-745-05CSPF	52-746-05CSPF	52-747-05CSPF	52-748-05CSPF

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomi stanze, Normalfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



2-10



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01ECB	52-732-01ECB	52-735-01ECB	52-736-01ECB	52-737-01ECB	52-738-01ECB
2 mm	52-731-02ECB	52-732-02ECB	52-735-02ECB	52-736-02ECB	52-737-02ECB	52-738-02ECB
3 mm	52-731-03ECB	52-732-03ECB	52-735-03ECB	52-736-03ECB	52-737-03ECB	52-738-03ECB
4 mm	52-731-04ECB	52-732-04ECB	52-735-04ECB	52-736-04ECB	52-737-04ECB	52-738-04ECB
5 mm	52-731-05ECB	52-732-05ECB	52-735-05ECB	52-736-05ECB	52-737-05ECB	52-738-05ECB



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01EC	52-732-01EC	52-735-01EC	52-736-01EC	52-737-01EC	52-738-01EC
2 mm	52-731-02EC	52-732-02EC	52-735-02EC	52-736-02EC	52-737-02EC	52-738-02EC
3 mm	52-731-03EC	52-732-03EC	52-735-03EC	52-736-03EC	52-737-03EC	52-738-03EC
4 mm	52-731-04EC	52-732-04EC	52-735-04EC	52-736-04EC	52-737-04EC	52-738-04EC
5 mm	52-731-05EC	52-732-05EC	52-735-05EC	52-736-05EC	52-737-05EC	52-738-05EC

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Plattfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ECB	52-742-01ECB	52-745-01ECB	52-746-01ECB	52-747-01ECB	52-748-01ECB
2 mm	52-741-02ECB	52-742-02ECB	52-745-02ECB	52-746-02ECB	52-747-02ECB	52-748-02ECB
3 mm	52-741-03ECB	52-742-03ECB	52-745-03ECB	52-746-03ECB	52-747-03ECB	52-748-03ECB
4 mm	52-741-04ECB	52-742-04ECB	52-745-04ECB	52-746-04ECB	52-747-04ECB	52-748-04ECB
5 mm	52-741-05ECB	52-742-05ECB	52-745-05ECB	52-746-05ECB	52-747-05ECB	52-748-05ECB



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01EC	52-742-01EC	52-745-01EC	52-746-01EC	52-747-01EC	52-748-01EC
2 mm	52-741-02EC	52-742-02EC	52-745-02EC	52-746-02EC	52-747-02EC	52-748-02EC
3 mm	52-741-03EC	52-742-03EC	52-745-03EC	52-746-03EC	52-747-03EC	52-748-03EC
4 mm	52-741-04EC	52-742-04EC	52-745-04EC	52-746-04EC	52-747-04EC	52-748-04EC
5 mm	52-741-05EC	52-742-05EC	52-745-05EC	52-746-05EC	52-747-05EC	52-748-05EC

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Superplattfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, super thin footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



2-10



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ECSPFB	52-742-01ECSPFB	52-745-01ECSPFB	52-746-01ECSPFB	52-747-01ECSPFB	52-748-01ECSPFB
2 mm	52-741-02ECSPFB	52-742-02ECSPFB	52-745-02ECSPFB	52-746-02ECSPFB	52-747-02ECSPFB	52-748-02ECSPFB
3 mm	52-741-03ECSPFB	52-742-03ECSPFB	52-745-03ECSPFB	52-746-03ECSPFB	52-747-03ECSPFB	52-748-03ECSPFB
4 mm	52-741-04ECSPFB	52-742-04ECSPFB	52-745-04ECSPFB	52-746-04ECSPFB	52-747-04ECSPFB	52-748-04ECSPFB
5 mm	52-741-05ECSPFB	52-742-05ECSPFB	52-745-05ECSPFB	52-746-05ECSPFB	52-747-05ECSPFB	52-748-05ECSPFB



40° aufwärtsschneidend, normal gebogen (19mm Biegung) / 40° upbiting, regular curved (19mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ECSPF	52-742-01ECSPF	52-745-01ECSPF	52-746-01ECSPF	52-747-01ECSPF	52-748-01ECSPF
2 mm	52-741-02ECSPF	52-742-02ECSPF	52-745-02ECSPF	52-746-02ECSPF	52-747-02ECSPF	52-748-02ECSPF
3 mm	52-741-03ECSPF	52-742-03ECSPF	52-745-03ECSPF	52-746-03ECSPF	52-747-03ECSPF	52-748-03ECSPF
4 mm	52-741-04ECSPF	52-742-04ECSPF	52-745-04ECSPF	52-746-04ECSPF	52-747-04ECSPF	52-748-04ECSPF
5 mm	52-741-05ECSPF	52-742-05ECSPF	52-745-05ECSPF	52-746-05ECSPF	52-747-05ECSPF	52-748-05ECSPF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung

TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01LCB	52-732-01LCB	52-735-01LCB	52-736-01LCB	52-737-01LCB	52-738-01LCB
2 mm	52-731-02LCB	52-732-02LCB	52-735-02LCB	52-736-02LCB	52-737-02LCB	52-738-02LCB
3 mm	52-731-03LCB	52-732-03LCB	52-735-03LCB	52-736-03LCB	52-737-03LCB	52-738-03LCB
4 mm	52-731-04LCB	52-732-04LCB	52-735-04LCB	52-736-04LCB	52-737-04LCB	52-738-04LCB
5 mm	52-731-05LCB	52-732-05LCB	52-735-05LCB	52-736-05LCB	52-737-05LCB	52-738-05LCB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01LC	52-732-01LC	52-735-01LC	52-736-01LC	52-737-01LC	52-738-01LC
2 mm	52-731-02LC	52-732-02LC	52-735-02LC	52-736-02LC	52-737-02LC	52-738-02LC
3 mm	52-731-03LC	52-732-03LC	52-735-03LC	52-736-03LC	52-737-03LC	52-738-03LC
4 mm	52-731-04LC	52-732-04LC	52-735-04LC	52-736-04LC	52-737-04LC	52-738-04LC
5 mm	52-731-05LC	52-732-05LC	52-735-05LC	52-736-05LC	52-737-05LC	52-738-05LC

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Plattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



2-10



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01LCB	52-742-01LCB	52-745-01LCB	52-746-01LCB	52-747-01LCB	52-748-01LCB
2 mm	52-741-02LCB	52-742-02LCB	52-745-02LCB	52-746-02LCB	52-747-02LCB	52-748-02LCB
3 mm	52-741-03LCB	52-742-03LCB	52-745-03LCB	52-746-03LCB	52-747-03LCB	52-748-03LCB
4 mm	52-741-04LCB	52-742-04LCB	52-745-04LCB	52-746-04LCB	52-747-04LCB	52-748-04LCB
5 mm	52-741-05LCB	52-742-05LCB	52-745-05LCB	52-746-05LCB	52-747-05LCB	52-748-05LCB



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01LC	52-742-01LC	52-745-01LC	52-746-01LC	52-747-01LC	52-748-01LC
2 mm	52-741-02LC	52-742-02LC	52-745-02LC	52-746-02LC	52-747-02LC	52-748-02LC
3 mm	52-741-03LC	52-742-03LC	52-745-03LC	52-746-03LC	52-747-03LC	52-748-03LC
4 mm	52-741-04LC	52-742-04LC	52-745-04LC	52-746-04LC	52-747-04LC	52-748-04LC
5 mm	52-741-05LC	52-742-05LC	52-745-05LC	52-746-05LC	52-747-05LC	52-748-05LC

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Superplattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung

TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, super thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01LCSPFB	52-742-01LCSPFB	52-745-01LCSPFB	52-746-01LCSPFB	52-747-01LCSPFB	52-748-01LCSPFB
2 mm	52-741-02LCSPFB	52-742-02LCSPFB	52-745-02LCSPFB	52-746-02LCSPFB	52-747-02LCSPFB	52-748-02LCSPFB
3 mm	52-741-03LCSPFB	52-742-03LCSPFB	52-745-03LCSPFB	52-746-03LCSPFB	52-747-03LCSPFB	52-748-03LCSPFB
4 mm	52-741-04LCSPFB	52-742-04LCSPFB	52-745-04LCSPFB	52-746-04LCSPFB	52-747-04LCSPFB	52-748-04LCSPFB
5 mm	52-741-05LCSPFB	52-742-05LCSPFB	52-745-05LCSPFB	52-746-05LCSPFB	52-747-05LCSPFB	52-748-05LCSPFB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01LCSPF	52-742-01LCSPF	52-745-01LCSPF	52-746-01LCSPF	52-747-01LCSPF	52-748-01LCSPF
2 mm	52-741-02LCSPF	52-742-02LCSPF	52-745-02LCSPF	52-746-02LCSPF	52-747-02LCSPF	52-748-02LCSPF
3 mm	52-741-03LCSPF	52-742-03LCSPF	52-745-03LCSPF	52-746-03LCSPF	52-747-03LCSPF	52-748-03LCSPF
4 mm	52-741-04LCSPF	52-742-04LCSPF	52-745-04LCSPF	52-746-04LCSPF	52-747-04LCSPF	52-748-04LCSPF
5 mm	52-741-05LCSPF	52-742-05LCSPF	52-745-05LCSPF	52-746-05LCSPF	52-747-05LCSPF	52-748-05LCSPF

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



2-10



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01ELCB	52-732-01ELCB	52-735-01ELCB	52-736-01ELCB	52-737-01ELCB	52-738-01ELCB
2 mm	52-731-02ELCB	52-732-02ELCB	52-735-02ELCB	52-736-02ELCB	52-737-02ELCB	52-738-02ELCB
3 mm	52-731-03ELCB	52-732-03ELCB	52-735-03ELCB	52-736-03ELCB	52-737-03ELCB	52-738-03ELCB
4 mm	52-731-04ELCB	52-732-04ELCB	52-735-04ELCB	52-736-04ELCB	52-737-04ELCB	52-738-04ELCB
5 mm	52-731-05ELCB	52-732-05ELCB	52-735-05ELCB	52-736-05ELCB	52-737-05ELCB	52-738-05ELCB



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01ELC	52-732-01ELC	52-735-01ELC	52-736-01ELC	52-737-01ELC	52-738-01ELC
2 mm	52-731-02ELC	52-732-02ELC	52-735-02ELC	52-736-02ELC	52-737-02ELC	52-738-02ELC
3 mm	52-731-03ELC	52-732-03ELC	52-735-03ELC	52-736-03ELC	52-737-03ELC	52-738-03ELC
4 mm	52-731-04ELC	52-732-04ELC	52-735-04ELC	52-736-04ELC	52-737-04ELC	52-738-04ELC
5 mm	52-731-05ELC	52-732-05ELC	52-735-05ELC	52-736-05ELC	52-737-05ELC	52-738-05ELC

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Plattfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ELCB	52-742-01ELCB	52-745-01ELCB	52-746-01ELCB	52-747-01ELCB	52-748-01ELCB
2 mm	52-741-02ELCB	52-742-02ELCB	52-745-02ELCB	52-746-02ELCB	52-747-02ELCB	52-748-02ELCB
3 mm	52-741-03ELCB	52-742-03ELCB	52-745-03ELCB	52-746-03ELCB	52-747-03ELCB	52-748-03ELCB
4 mm	52-741-04ELCB	52-742-04ELCB	52-745-04ELCB	52-746-04ELCB	52-747-04ELCB	52-748-04ELCB
5 mm	52-741-05ELCB	52-742-05ELCB	52-745-05ELCB	52-746-05ELCB	52-747-05ELCB	52-748-05ELCB



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ELC	52-742-01ELC	52-745-01ELC	52-746-01ELC	52-747-01ELC	52-748-01ELC
2 mm	52-741-02ELC	52-742-02ELC	52-745-02ELC	52-746-02ELC	52-747-02ELC	52-748-02ELC
3 mm	52-741-03ELC	52-742-03ELC	52-745-03ELC	52-746-03ELC	52-747-03ELC	52-748-03ELC
4 mm	52-741-04ELC	52-742-04ELC	52-745-04ELC	52-746-04ELC	52-747-04ELC	52-748-04ELC
5 mm	52-741-05ELC	52-742-05ELC	52-745-05ELC	52-746-05ELC	52-747-05ELC	52-748-05ELC

TAP Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Superplattfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, super thin footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



2-10



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ELCSPFB	52-742-01ELCSPFB	52-745-01ELCSPFB	52-746-01ELCSPFB	52-747-01ELCSPFB	52-748-01ELCSPFB
2 mm	52-741-02ELCSPFB	52-742-02ELCSPFB	52-745-02ELCSPFB	52-746-02ELCSPFB	52-747-02ELCSPFB	52-748-02ELCSPFB
3 mm	52-741-03ELCSPFB	52-742-03ELCSPFB	52-745-03ELCSPFB	52-746-03ELCSPFB	52-747-03ELCSPFB	52-748-03ELCSPFB
4 mm	52-741-04ELCSPFB	52-742-04ELCSPFB	52-745-04ELCSPFB	52-746-04ELCSPFB	52-747-04ELCSPFB	52-748-04ELCSPFB
5 mm	52-741-05ELCSPFB	52-742-05ELCSPFB	52-745-05ELCSPFB	52-746-05ELCSPFB	52-747-05ELCSPFB	52-748-05ELCSPFB



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01ELCSPF	52-742-01ELCSPF	52-745-01ELCSPF	52-746-01ELCSPF	52-747-01ELCSPF	52-748-01ELCSPF
2 mm	52-741-02ELCSPF	52-742-02ELCSPF	52-745-02ELCSPF	52-746-02ELCSPF	52-747-02ELCSPF	52-748-02ELCSPF
3 mm	52-741-03ELCSPF	52-742-03ELCSPF	52-745-03ELCSPF	52-746-03ELCSPF	52-747-03ELCSPF	52-748-03ELCSPF
4 mm	52-741-04ELCSPF	52-742-04ELCSPF	52-745-04ELCSPF	52-746-04ELCSPF	52-747-04ELCSPF	52-748-04ELCSPF
5 mm	52-741-05ELCSPF	52-742-05ELCSPF	52-745-05ELCSPF	52-746-05ELCSPF	52-747-05ELCSPF	52-748-05ELCSPF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung

TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-731-01LC/11BYB	52-731-01LC/15BYB	52-731-01LC/BYB	52-732-01LC/BYB
2 mm	52-731-02LC/11BYB	52-731-02LC/15BYB	52-731-02LC/BYB	52-732-02LC/BYB
3 mm	52-731-03LC/11BYB	52-731-03LC/15BYB	52-731-03LC/BYB	52-732-03LC/BYB
4 mm	52-731-04LC/11BYB	52-731-04LC/15BYB	52-731-04LC/BYB	52-732-04LC/BYB
5 mm	52-731-05LC/11BYB	52-731-05LC/15BYB	52-731-05LC/BYB	52-732-05LC/BYB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-731-01LC/11BY	52-731-01LC/15BY	52-731-01LC/BY	52-732-01LC/BY
2 mm	52-731-02LC/11BY	52-731-02LC/15BY	52-731-02LC/BY	52-732-02LC/BY
3 mm	52-731-03LC/11BY	52-731-03LC/15BY	52-731-03LC/BY	52-732-03LC/BY
4 mm	52-731-04LC/11BY	52-731-04LC/15BY	52-731-04LC/BY	52-732-04LC/BY
5 mm	52-731-05LC/11BY	52-731-05LC/15BY	52-731-05LC/BY	52-732-05LC/BY

TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Plattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



210

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

	● schwarz beschichtet / black coated			
	Arbeitslänge / Working length			
Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01LC/11BYB	52-741-01LC/15BYB	52-741-01LC/BYB	52-742-01LC/BYB
2 mm	52-741-02LC/11BYB	52-741-02LC/15BYB	52-741-02LC/BYB	52-742-02LC/BYB
3 mm	52-741-03LC/11BYB	52-741-03LC/15BYB	52-741-03LC/BYB	52-742-03LC/BYB
4 mm	52-741-04LC/11BYB	52-741-04LC/15BYB	52-741-04LC/BYB	52-742-04LC/BYB
5 mm	52-741-05LC/11BYB	52-741-05LC/15BYB	52-741-05LC/BYB	52-742-05LC/BYB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

	○ blank / satin finish			
	Arbeitslänge / Working length			
Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01LC/11BY	52-741-01LC/15BY	52-741-01LC/BY	52-742-01LC/BY
2 mm	52-741-02LC/11BY	52-741-02LC/15BY	52-741-02LC/BY	52-742-02LC/BY
3 mm	52-741-03LC/11BY	52-741-03LC/15BY	52-741-03LC/BY	52-742-03LC/BY
4 mm	52-741-04LC/11BY	52-741-04LC/15BY	52-741-04LC/BY	52-742-04LC/BY
5 mm	52-741-05LC/11BY	52-741-05LC/15BY	52-741-05LC/BY	52-742-05LC/BY

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Superplattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, super thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)				
	● schwarz beschichtet / black coated			
	Arbeitslänge / Working length			
Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01LC/11BYSPFB	52-741-01LC/15BYSPFB	52-741-01LC/BYSPFB	52-742-01LC/BYSPFB
2 mm	52-741-02LC/11BYSPFB	52-741-02LC/15BYSPFB	52-741-02LC/BYSPFB	52-742-02LC/BYSPFB
3 mm	52-741-03LC/11BYSPFB	52-741-03LC/15BYSPFB	52-741-03LC/BYSPFB	52-742-03LC/BYSPFB
4 mm	52-741-04LC/11BYSPFB	52-741-04LC/15BYSPFB	52-741-04LC/BYSPFB	52-742-04LC/BYSPFB
5 mm	52-741-05LC/11BYSPFB	52-741-05LC/15BYSPFB	52-741-05LC/BYSPFB	52-742-05LC/BYSPFB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)				
	○ blank / satin finish			
	Arbeitslänge / Working length			
Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01LC/11BYSPF	52-741-01LC/15BYSPF	52-741-01LC/BYSPF	52-742-01LC/BYSPF
2 mm	52-741-02LC/11BYSPF	52-741-02LC/15BYSPF	52-741-02LC/BYSPF	52-742-02LC/BYSPF
3 mm	52-741-03LC/11BYSPF	52-741-03LC/15BYSPF	52-741-03LC/BYSPF	52-742-03LC/BYSPF
4 mm	52-741-04LC/11BYSPF	52-741-04LC/15BYSPF	52-741-04LC/BYSPF	52-742-04LC/BYSPF
5 mm	52-741-05LC/11BYSPF	52-741-05LC/15BYSPF	52-741-05LC/BYSPF	52-742-05LC/BYSPF

TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



2-10

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-731-01ELC/11BYB	52-731-01ELC/15BYB	52-731-01ELC/BYB	52-732-01ELC/BYB
2 mm	52-731-02ELC/11BYB	52-731-02ELC/15BYB	52-731-02ELC/BYB	52-732-02ELC/BYB
3 mm	52-731-03ELC/11BYB	52-731-03ELC/15BYB	52-731-03ELC/BYB	52-732-03ELC/BYB
4 mm	52-731-04ELC/11BYB	52-731-04ELC/15BYB	52-731-04ELC/BYB	52-732-04ELC/BYB
5 mm	52-731-05ELC/11BYB	52-731-05ELC/15BYB	52-731-05ELC/BYB	52-732-05ELC/BYB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-731-01ELC/11BY	52-731-01ELC/15BY	52-731-01ELC/BY	52-732-01ELC/BY
2 mm	52-731-02ELC/11BY	52-731-02ELC/15BY	52-731-02ELC/BY	52-732-02ELC/BY
3 mm	52-731-03ELC/11BY	52-731-03ELC/15BY	52-731-03ELC/BY	52-732-03ELC/BY
4 mm	52-731-04ELC/11BY	52-731-04ELC/15BY	52-731-04ELC/BY	52-732-04ELC/BY
5 mm	52-731-05ELC/11BY	52-731-05ELC/15BY	52-731-05ELC/BY	52-732-05ELC/BY

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Plattfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01ELC/11BYB	52-741-01ELC/15BYB	52-741-01ELC/BYB	52-742-01ELC/BYB
2 mm	52-741-02ELC/11BYB	52-741-02ELC/15BYB	52-741-02ELC/BYB	52-742-02ELC/BYB
3 mm	52-741-03ELC/11BYB	52-741-03ELC/15BYB	52-741-03ELC/BYB	52-742-03ELC/BYB
4 mm	52-741-04ELC/11BYB	52-741-04ELC/15BYB	52-741-04ELC/BYB	52-742-04ELC/BYB
5 mm	52-741-05ELC/11BYB	52-741-05ELC/15BYB	52-741-05ELC/BYB	52-742-05ELC/BYB



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01ELC/11BY	52-741-01ELC/15BY	52-741-01ELC/BY	52-742-01ELC/BY
2 mm	52-741-02ELC/11BY	52-741-02ELC/15BY	52-741-02ELC/BY	52-742-02ELC/BY
3 mm	52-741-03ELC/11BY	52-741-03ELC/15BY	52-741-03ELC/BY	52-742-03ELC/BY
4 mm	52-741-04ELC/11BY	52-741-04ELC/15BY	52-741-04ELC/BY	52-742-04ELC/BY
5 mm	52-741-05ELC/11BY	52-741-05ELC/15BY	52-741-05ELC/BY	52-742-05ELC/BY

TAP Bajonett Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Superplattfuß, Top-Auswerfer, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
 TAP Bayonet Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, super thin footplate, top ejector, detachable, 9mm jaw opening



2-10



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01ELC/11BYSPFB	52-741-01ELC/15BYSPFB	52-741-01ELC/BYSPFB	52-742-01ELC/BYSPFB
2 mm	52-741-02ELC/11BYSPFB	52-741-02ELC/15BYSPFB	52-741-02ELC/BYSPFB	52-742-02ELC/BYSPFB
3 mm	52-741-03ELC/11BYSPFB	52-741-03ELC/15BYSPFB	52-741-03ELC/BYSPFB	52-742-03ELC/BYSPFB
4 mm	52-741-04ELC/11BYSPFB	52-741-04ELC/15BYSPFB	52-741-04ELC/BYSPFB	52-742-04ELC/BYSPFB
5 mm	52-741-05ELC/11BYSPFB	52-741-05ELC/15BYSPFB	52-741-05ELC/BYSPFB	52-742-05ELC/BYSPFB



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Arbeitslänge / Working length

Maulbreite Bite size	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm
1 mm	52-741-01ELC/11BYSPF	52-741-01ELC/15BYSPF	52-741-01ELC/BYSPF	52-742-01ELC/BYSPF
2 mm	52-741-02ELC/11BYSPF	52-741-02ELC/15BYSPF	52-741-02ELC/BYSPF	52-742-02ELC/BYSPF
3 mm	52-741-03ELC/11BYSPF	52-741-03ELC/15BYSPF	52-741-03ELC/BYSPF	52-742-03ELC/BYSPF
4 mm	52-741-04ELC/11BYSPF	52-741-04ELC/15BYSPF	52-741-04ELC/BYSPF	52-742-04ELC/BYSPF
5 mm	52-741-05ELC/11BYSPF	52-741-05ELC/15BYSPF	52-741-05ELC/BYSPF	52-742-05ELC/BYSPF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, Normalfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung

TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, standard footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (13mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (13mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01YCB	52-732-01YCB	52-735-01YCB	52-736-01YCB	52-737-01YCB	52-738-01YCB
2 mm	52-731-02YCB	52-732-02YCB	52-735-02YCB	52-736-02YCB	52-737-02YCB	52-738-02YCB
3 mm	52-731-03YCB	52-732-03YCB	52-735-03YCB	52-736-03YCB	52-737-03YCB	52-738-03YCB
4 mm	52-731-04YCB	52-732-04YCB	52-735-04YCB	52-736-04YCB	52-737-04YCB	52-738-04YCB
5 mm	52-731-05YCB	52-732-05YCB	52-735-05YCB	52-736-05YCB	52-737-05YCB	52-738-05YCB
6 mm	52-731-06YCB	52-732-06YCB	52-735-06YCB	52-736-06YCB	52-737-06YCB	52-738-06YCB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (13mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (13mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01YC	52-732-01YC	52-735-01YC	52-736-01YC	52-737-01YC	52-738-01YC
2 mm	52-731-02YC	52-732-02YC	52-735-02YC	52-736-02YC	52-737-02YC	52-738-02YC
3 mm	52-731-03YC	52-732-03YC	52-735-03YC	52-736-03YC	52-737-03YC	52-738-03YC
4 mm	52-731-04YC	52-732-04YC	52-735-04YC	52-736-04YC	52-737-04YC	52-738-04YC
5 mm	52-731-05YC	52-732-05YC	52-735-05YC	52-736-05YC	52-737-05YC	52-738-05YC
6 mm	52-731-06YC	52-732-06YC	52-735-06YC	52-736-06YC	52-737-06YC	52-738-06YC

TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomi stanze, Plattfuß, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, thin footplate, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (13mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (13mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01YCB	52-742-01YCB	52-745-01YCB	52-746-01YCB	52-747-01YCB	52-748-01YCB
2 mm	52-741-02YCB	52-742-02YCB	52-745-02YCB	52-746-02YCB	52-747-02YCB	52-748-02YCB
3 mm	52-741-03YCB	52-742-03YCB	52-745-03YCB	52-746-03YCB	52-747-03YCB	52-748-03YCB
4 mm	52-741-04YCB	52-742-04YCB	52-745-04YCB	52-746-04YCB	52-747-04YCB	52-748-04YCB
5 mm	52-741-05YCB	52-742-05YCB	52-745-05YCB	52-746-05YCB	52-747-05YCB	52-748-05YCB
6 mm	52-741-06YCB	52-742-06YCB	52-745-06YCB	52-746-06YCB	52-747-06YCB	52-748-06YCB

40° aufwärtsschneidend, leicht gebogen (13mm Biegung) / 40° upbiting, light curved (13mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01YC	52-742-01YC	52-745-01YC	52-746-01YC	52-747-01YC	52-748-01YC
2 mm	52-741-02YC	52-742-02YC	52-745-02YC	52-746-02YC	52-747-02YC	52-748-02YC
3 mm	52-741-03YC	52-742-03YC	52-745-03YC	52-746-03YC	52-747-03YC	52-748-03YC
4 mm	52-741-04YC	52-742-04YC	52-745-04YC	52-746-04YC	52-747-04YC	52-748-04YC
5 mm	52-741-05YC	52-742-05YC	52-745-05YC	52-746-05YC	52-747-05YC	52-748-05YC
6 mm	52-741-06YC	52-742-06YC	52-745-06YC	52-746-06YC	52-747-06YC	52-748-06YC

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, seitlich gedrehter Schaft, 45° links, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, twisted shaft, 45° left, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, Normalfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, standard footplate, light curved (13mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01YLCB	52-732-01YLCB	52-735-01YLCB	52-736-01YLCB	52-737-01YLCB	52-738-01YLCB
2 mm	52-731-02YLCB	52-732-02YLCB	52-735-02YLCB	52-736-02YLCB	52-737-02YLCB	52-738-02YLCB
3 mm	52-731-03YLCB	52-732-03YLCB	52-735-03YLCB	52-736-03YLCB	52-737-03YLCB	52-738-03YLCB
4 mm	52-731-04YLCB	52-732-04YLCB	52-735-04YLCB	52-736-04YLCB	52-737-04YLCB	52-738-04YLCB
5 mm	52-731-05YLCB	52-732-05YLCB	52-735-05YLCB	52-736-05YLCB	52-737-05YLCB	52-738-05YLCB
6 mm	52-731-06YLCB	52-732-06YLCB	52-735-06YLCB	52-736-06YLCB	52-737-06YLCB	52-738-06YLCB



40° aufwärtsschneidend, Normalfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, standard footplate, light curved (13mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01YLC	52-732-01YLC	52-735-01YLC	52-736-01YLC	52-737-01YLC	52-738-01YLC
2 mm	52-731-02YLC	52-732-02YLC	52-735-02YLC	52-736-02YLC	52-737-02YLC	52-738-02YLC
3 mm	52-731-03YLC	52-732-03YLC	52-735-03YLC	52-736-03YLC	52-737-03YLC	52-738-03YLC
4 mm	52-731-04YLC	52-732-04YLC	52-735-04YLC	52-736-04YLC	52-737-04YLC	52-738-04YLC
5 mm	52-731-05YLC	52-732-05YLC	52-735-05YLC	52-736-05YLC	52-737-05YLC	52-738-05YLC
6 mm	52-731-06YLC	52-732-06YLC	52-735-06YLC	52-736-06YLC	52-737-06YLC	52-738-06YLC

TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, seitlich gedrehter Schaft, 45° links, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, twisted shaft, 45° left, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, Plattfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, thin footplate, light curved (13mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01YLCB	52-742-01YLCB	52-745-01YLCB	52-746-01YLCB	52-747-01YLCB	52-748-01YLCB
2 mm	52-741-02YLCB	52-742-02YLCB	52-745-02YLCB	52-746-02YLCB	52-747-02YLCB	52-748-02YLCB
3 mm	52-741-03YLCB	52-742-03YLCB	52-745-03YLCB	52-746-03YLCB	52-747-03YLCB	52-748-03YLCB
4 mm	52-741-04YLCB	52-742-04YLCB	52-745-04YLCB	52-746-04YLCB	52-747-04YLCB	52-748-04YLCB
5 mm	52-741-05YLCB	52-742-05YLCB	52-745-05YLCB	52-746-05YLCB	52-747-05YLCB	52-748-05YLCB
6 mm	52-741-06YLCB	52-742-06YLCB	52-745-06YLCB	52-746-06YLCB	52-747-06YLCB	52-748-06YLCB

40° aufwärtsschneidend, Plattfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, thin footplate, light curved (13mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01YLC	52-742-01YLC	52-745-01YLC	52-746-01YLC	52-747-01YLC	52-748-01YLC
2 mm	52-741-02YLC	52-742-02YLC	52-745-02YLC	52-746-02YLC	52-747-02YLC	52-748-02YLC
3 mm	52-741-03YLC	52-742-03YLC	52-745-03YLC	52-746-03YLC	52-747-03YLC	52-748-03YLC
4 mm	52-741-04YLC	52-742-04YLC	52-745-04YLC	52-746-04YLC	52-747-04YLC	52-748-04YLC
5 mm	52-741-05YLC	52-742-05YLC	52-745-05YLC	52-746-05YLC	52-747-05YLC	52-748-05YLC
6 mm	52-741-06YLC	52-742-06YLC	52-745-06YLC	52-746-06YLC	52-747-06YLC	52-748-06YLC

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomiestanze, seitlich gedrehter Schaft, 45° rechts, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, twisted shaft, 45° right, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, Normalfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, standard footplate, light curved (13mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01YRCB	52-732-01YRCB	52-735-01YRCB	52-736-01YRCB	52-737-01YRCB	52-738-01YRCB
2 mm	52-731-02YRCB	52-732-02YRCB	52-735-02YRCB	52-736-02YRCB	52-737-02YRCB	52-738-02YRCB
3 mm	52-731-03YRCB	52-732-03YRCB	52-735-03YRCB	52-736-03YRCB	52-737-03YRCB	52-738-03YRCB
4 mm	52-731-04YRCB	52-732-04YRCB	52-735-04YRCB	52-736-04YRCB	52-737-04YRCB	52-738-04YRCB
5 mm	52-731-05YRCB	52-732-05YRCB	52-735-05YRCB	52-736-05YRCB	52-737-05YRCB	52-738-05YRCB
6 mm	52-731-06YRCB	52-732-06YRCB	52-735-06YRCB	52-736-06YRCB	52-737-06YRCB	52-738-06YRCB



40° aufwärtsschneidend, Normalfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, standard footplate, light curved (13mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-731-01YRC	52-732-01YRC	52-735-01YRC	52-736-01YRC	52-737-01YRC	52-738-01YRC
2 mm	52-731-02YRC	52-732-02YRC	52-735-02YRC	52-736-02YRC	52-737-02YRC	52-738-02YRC
3 mm	52-731-03YRC	52-732-03YRC	52-735-03YRC	52-736-03YRC	52-737-03YRC	52-738-03YRC
4 mm	52-731-04YRC	52-732-04YRC	52-735-04YRC	52-736-04YRC	52-737-04YRC	52-738-04YRC
5 mm	52-731-05YRC	52-732-05YRC	52-735-05YRC	52-736-05YRC	52-737-05YRC	52-738-05YRC
6 mm	52-731-06YRC	52-732-06YRC	52-735-06YRC	52-736-06YRC	52-737-06YRC	52-738-06YRC

TAP Y Foraminotomie Kerrison Laminektomi stanze, seitlich gedrehter Schaft, 45° rechts, zerlegbar, 9mm Maulöffnung
TAP Y Foraminotomy Kerrison Laminectomy Punch, twisted shaft, 45° right, detachable, 9mm jaw opening



40° aufwärtsschneidend, Plattfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, thin footplate, light curved (13mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated
 Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01YRCB	52-742-01YRCB	52-745-01YRCB	52-746-01YRCB	52-747-01YRCB	52-748-01YRCB
2 mm	52-741-02YRCB	52-742-02YRCB	52-745-02YRCB	52-746-02YRCB	52-747-02YRCB	52-748-02YRCB
3 mm	52-741-03YRCB	52-742-03YRCB	52-745-03YRCB	52-746-03YRCB	52-747-03YRCB	52-748-03YRCB
4 mm	52-741-04YRCB	52-742-04YRCB	52-745-04YRCB	52-746-04YRCB	52-747-04YRCB	52-748-04YRCB
5 mm	52-741-05YRCB	52-742-05YRCB	52-745-05YRCB	52-746-05YRCB	52-747-05YRCB	52-748-05YRCB
6 mm	52-741-06YRCB	52-742-06YRCB	52-745-06YRCB	52-746-06YRCB	52-747-06YRCB	52-748-06YRCB

40° aufwärtsschneidend, Plattfuß, leicht gebogen (13mm Biegung) /
40° upbiting, thin footplate, light curved (13mm Offset)

○ blank / satin finish
 Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-741-01YRC	52-742-01YRC	52-745-01YRC	52-746-01YRC	52-747-01YRC	52-748-01YRC
2 mm	52-741-02YRC	52-742-02YRC	52-745-02YRC	52-746-02YRC	52-747-02YRC	52-748-02YRC
3 mm	52-741-03YRC	52-742-03YRC	52-745-03YRC	52-746-03YRC	52-747-03YRC	52-748-03YRC
4 mm	52-741-04YRC	52-742-04YRC	52-745-04YRC	52-746-04YRC	52-747-04YRC	52-748-04YRC
5 mm	52-741-05YRC	52-742-05YRC	52-745-05YRC	52-746-05YRC	52-747-05YRC	52-748-05YRC
6 mm	52-741-06YRC	52-742-06YRC	52-745-06YRC	52-746-06YRC	52-747-06YRC	52-748-06YRC

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

IC TAP Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, unverlierbarer Schieber, 14mm Maulöffnung

IC TAP Standard Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, interconnected upper shaft, 14mm jaw opening



Auf Anfrage können alle TAP Stanzen in dieser Produktinformation mit dem IC TAP System hergestellt werden. / Upon request, all TAP Kerrisons in this brochure can be manufactured using the Interconnected TAP system .

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008B	52-782-008B	52-785-008B	52-786-008B	52-787-008B	52-788-008B
1 mm	52-781-01B	52-782-01B	52-785-01B	52-786-01B	52-787-01B	52-788-01B
2 mm	52-781-02B	52-782-02B	52-785-02B	52-786-02B	52-787-02B	52-788-02B
3 mm	52-781-03B	52-782-03B	52-785-03B	52-786-03B	52-787-03B	52-788-03B
4 mm	52-781-04B	52-782-04B	52-785-04B	52-786-04B	52-787-04B	52-788-04B
5 mm	52-781-05B	52-782-05B	52-785-05B	52-786-05B	52-787-05B	52-788-05B
6 mm	52-781-06B	52-782-06B	52-785-06B	52-786-06B	52-787-06B	52-788-06B

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008	52-782-008	52-785-008	52-786-008	52-787-008	52-788-008
1 mm	52-781-01	52-782-01	52-785-01	52-786-01	52-787-01	52-788-01
2 mm	52-781-02	52-782-02	52-785-02	52-786-02	52-787-02	52-788-02
3 mm	52-781-03	52-782-03	52-785-03	52-786-03	52-787-03	52-788-03
4 mm	52-781-04	52-782-04	52-785-04	52-786-04	52-787-04	52-788-04
5 mm	52-781-05	52-782-05	52-785-05	52-786-05	52-787-05	52-788-05
6 mm	52-781-06	52-782-06	52-785-06	52-786-06	52-787-06	52-788-06

IC TAP Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, zerlegbar, unverlierbarer Schieber, 14mm Maulöffnung
 IC TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, detachable, interconnected upper shaft, 14mm jaw opening



Auf Anfrage können alle TAP Stanzen in dieser Produktinformation mit dem IC TAP System hergestellt werden. / Upon request, all TAP Kerrisons in this brochure can be manufactured using the Interconnected TAP system.

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008PFB	52-782-008PFB	52-785-008PFB	52-786-008PFB	52-787-008PFB	52-788-008PFB
1 mm	52-781-01PFB	52-782-01PFB	52-785-01PFB	52-786-01PFB	52-787-01PFB	52-788-01PFB
2 mm	52-781-02PFB	52-782-02PFB	52-785-02PFB	52-786-02PFB	52-787-02PFB	52-788-02PFB
3 mm	52-781-03PFB	52-782-03PFB	52-785-03PFB	52-786-03PFB	52-787-03PFB	52-788-03PFB
4 mm	52-781-04PFB	52-782-04PFB	52-785-04PFB	52-786-04PFB	52-787-04PFB	52-788-04PFB
5 mm	52-781-05PFB	52-782-05PFB	52-785-05PFB	52-786-05PFB	52-787-05PFB	52-788-05PFB
6 mm	52-781-06PFB	52-782-06PFB	52-785-06PFB	52-786-06PFB	52-787-06PFB	52-788-06PFB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008PF	52-782-008PF	52-785-008PF	52-786-008PF	52-787-008PF	52-788-008PF
1 mm	52-781-01PF	52-782-01PF	52-785-01PF	52-786-01PF	52-787-01PF	52-788-01PF
2 mm	52-781-02PF	52-782-02PF	52-785-02PF	52-786-02PF	52-787-02PF	52-788-02PF
3 mm	52-781-03PF	52-782-03PF	52-785-03PF	52-786-03PF	52-787-03PF	52-788-03PF
4 mm	52-781-04PF	52-782-04PF	52-785-04PF	52-786-04PF	52-787-04PF	52-788-04PF
5 mm	52-781-05PF	52-782-05PF	52-785-05PF	52-786-05PF	52-787-05PF	52-788-05PF
6 mm	52-781-06PF	52-782-06PF	52-785-06PF	52-786-06PF	52-787-06PF	52-788-06PF

Zerlegbare TAP Knochenstanzen – Zerlegbare TAP Kerrison Laminektomiestanzen

Detachable TAP Kerrison Rongeurs – Detachable TAP Kerrison Laminectomy Punches

IC TAP Normalfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, unverlierbarer Schieber, 14mm Maulöffnung
 IC TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, interconnected upper shaft, 14mm jaw opening



Auf Anfrage können alle TAP Stanzen in dieser Produktinformation mit dem IC TAP System hergestellt werden. / Upon request, all TAP Kerrisons in this brochure can be manufactured using the Interconnected TAP system.

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008TPB	52-782-008TPB	52-785-008TPB	52-786-008TPB	52-787-008TPB	52-788-008TPB
1 mm	52-781-01TPB	52-782-01TPB	52-785-01TPB	52-786-01TPB	52-787-01TPB	52-788-01TPB
2 mm	52-781-02TPB	52-782-02TPB	52-785-02TPB	52-786-02TPB	52-787-02TPB	52-788-02TPB
3 mm	52-781-03TPB	52-782-03TPB	52-785-03TPB	52-786-03TPB	52-787-03TPB	52-788-03TPB
4 mm	52-781-04TPB	52-782-04TPB	52-785-04TPB	52-786-04TPB	52-787-04TPB	52-788-04TPB
5 mm	52-781-05TPB	52-782-05TPB	52-785-05TPB	52-786-05TPB	52-787-05TPB	52-788-05TPB
6 mm	52-781-06TPB	52-782-06TPB	52-785-06TPB	52-786-06TPB	52-787-06TPB	52-788-06TPB

40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008TP	52-782-008TP	52-785-008TP	52-786-008TP	52-787-008TP	52-788-008TP
1 mm	52-781-01TP	52-782-01TP	52-785-01TP	52-786-01TP	52-787-01TP	52-788-01TP
2 mm	52-781-02TP	52-782-02TP	52-785-02TP	52-786-02TP	52-787-02TP	52-788-02TP
3 mm	52-781-03TP	52-782-03TP	52-785-03TP	52-786-03TP	52-787-03TP	52-788-03TP
4 mm	52-781-04TP	52-782-04TP	52-785-04TP	52-786-04TP	52-787-04TP	52-788-04TP
5 mm	52-781-05TP	52-782-05TP	52-785-05TP	52-786-05TP	52-787-05TP	52-788-05TP
6 mm	52-781-06TP	52-782-06TP	52-785-06TP	52-786-06TP	52-787-06TP	52-788-06TP

IC TAP Plattfuß Kerrison Laminektomiestanze, Top-Auswerfer, zerlegbar, unverlierbarer Schieber, 14mm Maulöffnung
 IC TAP Thin Footplate Kerrison Laminectomy Punch, top ejector, detachable, interconnected upper shaft, 14mm jaw opening



Auf Anfrage können alle TAP Stanzen in dieser Produktinformation mit dem IC TAP System hergestellt werden. / Upon request, all TAP Kerrisons in this brochure can be manufactured using the Interconnected TAP system.

 40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008PF/TPB	52-782-008PF/TPB	52-785-008PF/TPB	52-786-008PF/TPB	52-787-008PF/TPB	52-788-008PF/TPB
1 mm	52-781-01PF/TPB	52-782-01PF/TPB	52-785-01PF/TPB	52-786-01PF/TPB	52-787-01PF/TPB	52-788-01PF/TPB
2 mm	52-781-02PF/TPB	52-782-02PF/TPB	52-785-02PF/TPB	52-786-02PF/TPB	52-787-02PF/TPB	52-788-02PF/TPB
3 mm	52-781-03PF/TPB	52-782-03PF/TPB	52-785-03PF/TPB	52-786-03PF/TPB	52-787-03PF/TPB	52-788-03PF/TPB
4 mm	52-781-04PF/TPB	52-782-04PF/TPB	52-785-04PF/TPB	52-786-04PF/TPB	52-787-04PF/TPB	52-788-04PF/TPB
5 mm	52-781-05PF/TPB	52-782-05PF/TPB	52-785-05PF/TPB	52-786-05PF/TPB	52-787-05PF/TPB	52-788-05PF/TPB
6 mm	52-781-06PF/TPB	52-782-06PF/TPB	52-785-06PF/TPB	52-786-06PF/TPB	52-787-06PF/TPB	52-788-06PF/TPB

 40° aufwärtsschneidend / 40° upbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-781-008PF/TP	52-782-008PF/TP	52-785-008PF/TP	52-786-008PF/TP	52-787-008PF/TP	52-788-008PF/TP
1 mm	52-781-01PF/TP	52-782-01PF/TP	52-785-01PF/TP	52-786-01PF/TP	52-787-01PF/TP	52-788-01PF/TP
2 mm	52-781-02PF/TP	52-782-02PF/TP	52-785-02PF/TP	52-786-02PF/TP	52-787-02PF/TP	52-788-02PF/TP
3 mm	52-781-03PF/TP	52-782-03PF/TP	52-785-03PF/TP	52-786-03PF/TP	52-787-03PF/TP	52-788-03PF/TP
4 mm	52-781-04PF/TP	52-782-04PF/TP	52-785-04PF/TP	52-786-04PF/TP	52-787-04PF/TP	52-788-04PF/TP
5 mm	52-781-05PF/TP	52-782-05PF/TP	52-785-05PF/TP	52-786-05PF/TP	52-787-05PF/TP	52-788-05PF/TP
6 mm	52-781-06PF/TP	52-782-06PF/TP	52-785-06PF/TP	52-786-06PF/TP	52-787-06PF/TP	52-788-06PF/TP