


Sergej drehbare Knochenstanzen - Sergej drehbare Kerrison Laminektomiestanzen

Sergej rotatable Kerrison Rongeurs - Sergej rotatable Kerrison Laminectomy Punches



Das drehbare Sergejsystem kann sehr leicht in eine der sieben möglichen Positionen gebracht werden, die im 45° Winkel angeordnet sind. Dadurch kann die Hand des Anwenders immer in der gleichen Position bleiben, wodurch der Griff den Anwender während des Eingriffs nicht behindert.

Schäfte können sehr leicht und schnell ausgetauscht werden, wodurch das gesamte System sehr kostengünstig ist. Es wird immer nur ein Griff benötigt, alle Schäfte sind kompatibel, auch Bajonett- und Foraminotomieschäfte sind verfügbar.

Aufgrund des innovativen Federmechanismus befinden sich keine Federn zwischen den Griffen. Daher besteht kein Risiko, dass der Anwender oder die Anwenderin mit den Handschuhen in der Feder hängenbleibt.

Das kompakte Design verbindet die Vorteile einer Maulöffnung von 14mm mit einem kleinen Griff, der ergonomisch designet gut in jeder Hand liegt.

The rotatable Sergej system punches can easily be set in seven different positions (45 degree steps). This enables the surgeon's hand to always remain in the same position while operating. The handle will not disturb the user or limit their view.

Shafts can quickly be exchanged, making it a very cost-saving system. Only one handle is needed, all shafts are compatible, even Bayonet and Foraminotomy shafts.

Due to the advanced spring system, there are no springs between the handles. Thus, there is no risk of gloves getting caught in springs.

The compact design combines the advantages of 14mm jaw opening with a small handle. The ergonomic handle is comfortable to hold for users, regardless of their hand size.

Sergej drehbare Knochenstanzen - Sergej drehbare Kerrison Laminektomiestanzen

Sergej rotatable Kerrison Rongeurs - Sergej rotatable Kerrison Laminectomy Punches



Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch

Griff
Handle

184



Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch

- Plattfuß, Economy Schaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff), 40° aufwärtsschneidend 185
Thin Footplate, Economy shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle), 40° upbiting
- Plattfuß, Economy Schaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff), 90° aufwärtsschneidend 186
Thin Footplate, Economy shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle), 90° upbiting
- Plattfuß, Foraminotomie Schaft, 13mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff), 40° aufwärtsschneidend 187
Thin Footplate, Foraminotomy shaft, 13mm jaw opening (when inserted in handle), 40° upbiting



Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Bajonettenschaft
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, bayonet shaft

- Normalfuß, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff), 40° aufwärtsschneidend 188
Standard Footplate, 14mm jaw opening (when inserted in handle), 40° upbiting
- Plattfuß, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff), 40° aufwärtsschneidend 189
Thin Footplate, 14mm jaw opening (when inserted in handle), 40° upbiting



Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch

- Plattfuß, endoskopischer Schaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff), 40° aufwärtsschneidend 190
Thin Footplate, endoscopic shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle), 40° upbiting

Sondermodelle
Special Models

220

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Griff
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, handle



Griff / Handle

● schwarz beschichtet / *black coated*

○ blank / *satin finish*

52-401-00B

52-401-00

mit Silikongriff / *Silicone handle*

59-401-00B

59-401-00

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Economy Schaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff)
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, economy shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle)

Schaftlänge / Shaft length



40°, Plattfuß / 40°, thin footplate

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-401-008/18TP/PFB	52-401-008TP/PFB	52-401-008/23TP/PFB	52-401-008/25TP/PFB	52-401-008/28TP/PFB	52-401-008/30TP/PFB
1 mm	52-401-01/18TP/PFB	52-401-01TP/PFB	52-401-01/23TP/PFB	52-401-01/25TP/PFB	52-401-01/28TP/PFB	52-401-01/30TP/PFB
2 mm	52-401-02/18TP/PFB	52-401-02TP/PFB	52-401-02/23TP/PFB	52-401-02/25TP/PFB	52-401-02/28TP/PFB	52-401-02/30TP/PFB
3 mm	52-401-03/18TP/PFB	52-401-03TP/PFB	52-401-03/23TP/PFB	52-401-03/25TP/PFB	52-401-03/28TP/PFB	52-401-03/30TP/PFB
4 mm	52-401-04/18TP/PFB	52-401-04TP/PFB	52-401-04/23TP/PFB	52-401-04/25TP/PFB	52-401-04/28TP/PFB	52-401-04/30TP/PFB
5 mm	52-401-05/18TP/PFB	52-401-05TP/PFB	52-401-05/23TP/PFB	52-401-05/25TP/PFB	52-401-05/28TP/PFB	52-401-05/30TP/PFB
6 mm	52-401-06/18TP/PFB	52-401-06TP/PFB	52-401-06/23TP/PFB	52-401-06/25TP/PFB	52-401-06/28TP/PFB	52-401-06/30TP/PFB



40°, Plattfuß / 40°, thin footplate

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-401-008/18TP/PF	52-401-008TP/PF	52-401-008/23TP/PF	52-401-008/25TP/PF	52-401-008/28TP/PF	52-401-008/30TP/PF
1 mm	52-401-01/18TP/PF	52-401-01TP/PF	52-401-01/23TP/PF	52-401-01/25TP/PF	52-401-01/28TP/PF	52-401-01/30TP/PF
2 mm	52-401-02/18TP/PF	52-401-02TP/PF	52-401-02/23TP/PF	52-401-02/25TP/PF	52-401-02/28TP/PF	52-401-02/30TP/PF
3 mm	52-401-03/18TP/PF	52-401-03TP/PF	52-401-03/23TP/PF	52-401-03/25TP/PF	52-401-03/28TP/PF	52-401-03/30TP/PF
4 mm	52-401-04/18TP/PF	52-401-04TP/PF	52-401-04/23TP/PF	52-401-04/25TP/PF	52-401-04/28TP/PF	52-401-04/30TP/PF
5 mm	52-401-05/18TP/PF	52-401-05TP/PF	52-401-05/23TP/PF	52-401-05/25TP/PF	52-401-05/28TP/PF	52-401-05/30TP/PF
6 mm	52-401-06/18TP/PF	52-401-06TP/PF	52-401-06/23TP/PF	52-401-06/25TP/PF	52-401-06/28TP/PF	52-401-06/30TP/PF

Sergej drehbare Knochenstanzen - Sergej drehbare Kerrison Laminektomiestanzen

Sergej rotatable Kerrison Rongeurs - Sergej rotatable Kerrison Laminectomy Punches

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Economy Schaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff)

Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, economy shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle)

Schaftlänge / Shaft length



90°, Plattfuß / 90°, thin footplate

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-401-008/18/90TP/PFB	52-401-008/20/90TP/PFB	52-401-008/23/90TP/PFB	52-401-008/25/90TP/PFB	52-401-008/28/90TP/PFB	52-401-008/30/90TP/PFB
1 mm	52-401-01/18/90TP/PFB	52-401-01/20/90TP/PFB	52-401-01/23/90TP/PFB	52-401-01/25/90TP/PFB	52-401-01/28/90TP/PFB	52-401-01/30/90TP/PFB
2 mm	52-401-02/18/90TP/PFB	52-401-02/20/90TP/PFB	52-401-02/23/90TP/PFB	52-401-02/25/90TP/PFB	52-401-02/28/90TP/PFB	52-401-02/30/90TP/PFB
3 mm	52-401-03/18/90TP/PFB	52-401-03/20/90TP/PFB	52-401-03/23/90TP/PFB	52-401-03/25/90TP/PFB	52-401-03/28/90TP/PFB	52-401-03/30/90TP/PFB
4 mm	52-401-04/18/90TP/PFB	52-401-04/20/90TP/PFB	52-401-04/23/90TP/PFB	52-401-04/25/90TP/PFB	52-401-04/28/90TP/PFB	52-401-04/30/90TP/PFB
5 mm	52-401-05/18/90TP/PFB	52-401-05/20/90TP/PFB	52-401-05/23/90TP/PFB	52-401-05/25/90TP/PFB	52-401-05/28/90TP/PFB	52-401-05/30/90TP/PFB
6 mm	52-401-06/18/90TP/PFB	52-401-06/20/90TP/PFB	52-401-06/23/90TP/PFB	52-401-06/25/90TP/PFB	52-401-06/28/90TP/PFB	52-401-06/30/90TP/PFB



90°, Plattfuß / 90°, thin footplate

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
0.8 mm	52-401-008/18/90TP/PF	52-401-008/20/90TP/PF	52-401-008/23/90TP/PF	52-401-008/25/90TP/PF	52-401-008/28/90TP/PF	52-401-008/30/90TP/PF
1 mm	52-401-01/18/90TP/PF	52-401-01/20/90TP/PF	52-401-01/23/90TP/PF	52-401-01/25/90TP/PF	52-401-01/28/90TP/PF	52-401-01/30/90TP/PF
2 mm	52-401-02/18/90TP/PF	52-401-02/20/90TP/PF	52-401-02/23/90TP/PF	52-401-02/25/90TP/PF	52-401-02/28/90TP/PF	52-401-02/30/90TP/PF
3 mm	52-401-03/18/90TP/PF	52-401-03/20/90TP/PF	52-401-03/23/90TP/PF	52-401-03/25/90TP/PF	52-401-03/28/90TP/PF	52-401-03/30/90TP/PF
4 mm	52-401-04/18/90TP/PF	52-401-04/20/90TP/PF	52-401-04/23/90TP/PF	52-401-04/25/90TP/PF	52-401-04/28/90TP/PF	52-401-04/30/90TP/PF
5 mm	52-401-05/18/90TP/PF	52-401-05/20/90TP/PF	52-401-05/23/90TP/PF	52-401-05/25/90TP/PF	52-401-05/28/90TP/PF	52-401-05/30/90TP/PF
6 mm	52-401-06/18/90TP/PF	52-401-06/20/90TP/PF	52-401-06/23/90TP/PF	52-401-06/25/90TP/PF	52-401-06/28/90TP/PF	52-401-06/30/90TP/PF

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Foraminotomie Schaft, 13mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff)
 Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, foraminotomy shaft, 13mm jaw opening (when inserted in handle)



40°, Plattfuß, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40°, thin footplate, light curved (14mm Offset)

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-401-01/18TP/PFCB	52-401-01TP/PFCB	52-401-01/23TP/PFCB	52-401-01/25TP/PFCB	52-401-01/28TP/PFCB	52-401-01/30TP/PFCB
2 mm	52-401-02/18TP/PFCB	52-401-02TP/PFCB	52-401-02/23TP/PFCB	52-401-02/25TP/PFCB	52-401-02/28TP/PFCB	52-401-02/30TP/PFCB
3 mm	52-401-03/18TP/PFCB	52-401-03TP/PFCB	52-401-03/23TP/PFCB	52-401-03/25TP/PFCB	52-401-03/28TP/PFCB	52-401-03/30TP/PFCB
4 mm	52-401-04/18TP/PFCB	52-401-04TP/PFCB	52-401-04/23TP/PFCB	52-401-04/25TP/PFCB	52-401-04/28TP/PFCB	52-401-04/30TP/PFCB
5 mm	52-401-05/18TP/PFCB	52-401-05TP/PFCB	52-401-05/23TP/PFCB	52-401-05/25TP/PFCB	52-401-05/28TP/PFCB	52-401-05/30TP/PFCB
6 mm	52-401-06/18TP/PFCB	52-401-06TP/PFCB	52-401-06/23TP/PFCB	52-401-06/25TP/PFCB	52-401-06/28TP/PFCB	52-401-06/30TP/PFCB



40°, Plattfuß, leicht gebogen (14mm Biegung) / 40°, thin footplate, light curved (14mm Offset)

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length


Maulbreite Bite size	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	52-401-01/18TP/PFC	52-401-01TP/PFC	52-401-01/23TP/PFC	52-401-01/25TP/PFC	52-401-01/28TP/PFC	52-401-01/30TP/PFC
2 mm	52-401-02/18TP/PFC	52-401-02TP/PFC	52-401-02/23TP/PFC	52-401-02/25TP/PFC	52-401-02/28TP/PFC	52-401-02/30TP/PFC
3 mm	52-401-03/18TP/PFC	52-401-03TP/PFC	52-401-03/23TP/PFC	52-401-03/25TP/PFC	52-401-03/28TP/PFC	52-401-03/30TP/PFC
4 mm	52-401-04/18TP/PFC	52-401-04TP/PFC	52-401-04/23TP/PFC	52-401-04/25TP/PFC	52-401-04/28TP/PFC	52-401-04/30TP/PFC
5 mm	52-401-05/18TP/PFC	52-401-05TP/PFC	52-401-05/23TP/PFC	52-401-05/25TP/PFC	52-401-05/28TP/PFC	52-401-05/30TP/PFC
6 mm	52-401-06/18TP/PFC	52-401-06TP/PFC	52-401-06/23TP/PFC	52-401-06/25TP/PFC	52-401-06/28TP/PFC	52-401-06/30TP/PFC

Sergej drehbare Knochenstanzen - Sergej drehbare Kerrison Laminektomiestanzen

Sergej rotatable Kerrison Rongeurs - Sergej rotatable Kerrison Laminectomy Punches

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Bajonettenschaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff)


Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, bayonet shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle)



40°, Normalfuß / 40°, standard footplate						
Maulbreite Bite size	● schwarz beschichtet / black coated Arbeitslänge / Working length			○ blank / satin finish Arbeitslänge / Working length		
	15 cm	18 cm	20 cm	15cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-406-008/15BY/TPB	52-406-008/18BY/TPB	52-406-008BY/TPB	52-406-008/15BY/TP	52-406-008/18BY/TP	52-406-008BY/TP
1 mm	52-406-01/15BY/TPB	52-406-01/18BY/TPB	52-406-01BY/TPB	52-406-01/15BY/TP	52-406-01/18BY/TP	52-406-01BY/TP
2 mm	52-406-02/15BY/TPB	52-406-02/18BY/TPB	52-406-02BY/TPB	52-406-02/15BY/TP	52-406-02/18BY/TP	52-406-02BY/TP
3 mm	52-406-03/15BY/TPB	52-406-03/18BY/TPB	52-406-03BY/TPB	52-406-03/15BY/TP	52-406-03/18BY/TP	52-406-03BY/TP
4 mm	52-406-04/15BY/TPB	52-406-04/18BY/TPB	52-406-04BY/TPB	52-406-04/15BY/TP	52-406-04/18BY/TP	52-406-04BY/TP
5 mm	52-406-05/15BY/TPB	52-406-05/18BY/TPB	52-406-05BY/TPB	52-406-05/15BY/TP	52-406-05/18BY/TP	52-406-05BY/TP
6 mm	52-406-06/15BY/TPB	52-406-06/18BY/TPB	52-406-06BY/TPB	52-406-06/15BY/TP	52-406-06/18BY/TP	52-406-06BY/TP

90°, Normalfuß / 90°, standard footplate						
Maulbreite Bite size	● schwarz beschichtet / black coated Arbeitslänge / Working length			○ blank / satin finish Arbeitslänge / Working length		
	15 cm	18 cm	20 cm	15cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-406-008/15/90BY/TPB	52-406-008/18/90BY/TPB	52-406-008/90BY/TPB	52-406-008/15/90BY/TP	52-406-008/18/90BY/TP	52-406-008/90BY/TP
1 mm	52-406-01/15/90BY/TPB	52-406-01/18/90BY/TPB	52-406-01/90BY/TPB	52-406-01/15/90BY/TP	52-406-01/18/90BY/TP	52-406-01/90BY/TP
2 mm	52-406-02/15/90BY/TPB	52-406-02/18/90BY/TPB	52-406-02/90BY/TPB	52-406-02/15/90BY/TP	52-406-02/18/90BY/TP	52-406-02/90BY/TP
3 mm	52-406-03/15/90BY/TPB	52-406-03/18/90BY/TPB	52-406-03/90BY/TPB	52-406-03/15/90BY/TP	52-406-03/18/90BY/TP	52-406-03/90BY/TP
4 mm	52-406-04/15/90BY/TPB	52-406-04/18/90BY/TPB	52-406-04/90BY/TPB	52-406-04/15/90BY/TP	52-406-04/18/90BY/TP	52-406-04/90BY/TP
5 mm	52-406-05/15/90BY/TPB	52-406-05/18/90BY/TPB	52-406-05/90BY/TPB	52-406-05/15/90BY/TP	52-406-05/18/90BY/TP	52-406-05/90BY/TP
6 mm	52-406-06/15/90BY/TPB	52-406-06/18/90BY/TPB	52-406-06/90BY/TPB	52-406-06/15/90BY/TP	52-406-06/18/90BY/TP	52-406-06/90BY/TP

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, Bajonettschaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff)
 Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, bayonet shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle)



01-3

40°, Plattfuß / 40°, thin footplate

Maulbreite Bite size	● schwarz beschichtet / black coated Arbeitslänge / Working length			○ blank / satin finish Arbeitslänge / Working length		
	15 cm	18 cm	20 cm	15cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-406-008/15BY/TP/PFB	52-406-008/18BY/TP/PFB	52-406-008BY/TP/PFB	52-406-008/15BY/TP/PF	52-406-008/18BY/TP/PF	52-406-008BY/TP/PF
1 mm	52-406-01/15BY/TP/PFB	52-406-01/18BY/TP/PFB	52-406-01BY/TP/PFB	52-406-01/15BY/TP/PF	52-406-01/18BY/TP/PF	52-406-01BY/TP/PF
2 mm	52-406-02/15BY/TP/PFB	52-406-02/18BY/TP/PFB	52-406-02BY/TP/PFB	52-406-02/15BY/TP/PF	52-406-02/18BY/TP/PF	52-406-02BY/TP/PF
3 mm	52-406-03/15BY/TP/PFB	52-406-03/18BY/TP/PFB	52-406-03BY/TP/PFB	52-406-03/15BY/TP/PF	52-406-03/18BY/TP/PF	52-406-03BY/TP/PF
4 mm	52-406-04/15BY/TP/PFB	52-406-04/18BY/TP/PFB	52-406-04BY/TP/PFB	52-406-04/15BY/TP/PF	52-406-04/18BY/TP/PF	52-406-04BY/TP/PF
5 mm	52-406-05/15BY/TP/PFB	52-406-05/18BY/TP/PFB	52-406-05BY/TP/PFB	52-406-05/15BY/TP/PF	52-406-05/18BY/TP/PF	52-406-05BY/TP/PF
6 mm	52-406-06/15BY/TP/PFB	52-406-06/18BY/TP/PFB	52-406-06BY/TP/PFB	52-406-06/15BY/TP/PF	52-406-06/18BY/TP/PF	52-406-06BY/TP/PF


90°, Plattfuß / 90°, thin footplate

Maulbreite Bite size	● schwarz beschichtet / black coated Arbeitslänge / Working length			○ blank / satin finish Arbeitslänge / Working length		
	15 cm	18 cm	20 cm	15cm	18 cm	20 cm
0.8 mm	52-406-008/15/90BYTPFB	52-406-008/18/90BYTPFB	52-406-008/90BY/TP/PFB	52-406-008/15/90BYTPF	52-406-008/18/90BYTPF	52-406-008/90BY/TP/PF
1 mm	52-406-01/15/90BYTPPFB	52-406-01/18/90BYTPPFB	52-406-01/90BY/TP/PFB	52-406-01/15/90BYTPPF	52-406-01/18/90BYTPPF	52-406-01/90BY/TP/PF
2 mm	52-406-02/15/90BYTPPFB	52-406-02/18/90BYTPPFB	52-406-02/90BY/TP/PFB	52-406-02/15/90BYTPPF	52-406-02/18/90BYTPPF	52-406-02/90BY/TP/PF
3 mm	52-406-03/15/90BYTPPFB	52-406-03/18/90BYTPPFB	52-406-03/90BY/TP/PFB	52-406-03/15/90BYTPPF	52-406-03/18/90BYTPPF	52-406-03/90BY/TP/PF
4 mm	52-406-04/15/90BYTPPFB	52-406-04/18/90BYTPPFB	52-406-04/90BY/TP/PFB	52-406-04/15/90BYTPPF	52-406-04/18/90BYTPPF	52-406-04/90BY/TP/PF
5 mm	52-406-05/15/90BYTPPFB	52-406-05/18/90BYTPPFB	52-406-05/90BY/TP/PFB	52-406-05/15/90BYTPPF	52-406-05/18/90BYTPPF	52-406-05/90BY/TP/PF
6 mm	52-406-06/15/90BYTPPFB	52-406-06/18/90BYTPPFB	52-406-06/90BY/TP/PFB	52-406-06/15/90BYTPPF	52-406-06/18/90BYTPPF	52-406-06/90BY/TP/PF

Sergej drehbare Knochenstanzen - Sergej drehbare Kerrison Laminektomiestanzen

Sergej rotatable Kerrison Rongeurs - Sergej rotatable Kerrison Laminectomy Punches

Sergej Drehbare Kerrison Laminektomiestanze, endoskopischer Schaft, 14mm Maulöffnung (in Verbindung mit Griff)
Sergej Rotatable Kerrison Laminectomy Punch, endoscopic shaft, 14mm jaw opening (when inserted in handle)



Ø 2.5 mm Modelle mit Vorsicht handhaben!

Ø 2.5 mm models for delicate use only!



40°, Plattfuß / 40°, thin footplate

Schaft Ø Shaft Ø	● schwarz beschichtet / black coated Arbeitslänge / Working length			○ blank / satin finish Arbeitslänge / Working length		
	26 cm	30 cm	36 cm	26 cm	30 cm	36 cm
2.5 mm	52-401-25/26B	52-401-25/30B	52-401-25/36B	52-401-25/26	52-401-25/30	52-401-25/36
3.0 mm	52-401-30/26B	52-401-30/30B	52-401-30/36B	52-401-30/26	52-401-30/30	52-401-30/36
3.5 mm	52-401-35/26B	52-401-35/30B	52-401-35/36B	52-401-35/26	52-401-35/30	52-401-35/36
4.0 mm	52-401-40/26B	52-401-40/30B	52-401-40/36B	52-401-40/26	52-401-40/30	52-401-40/36



90°, Plattfuß / 90°, thin footplate

Schaft Ø Shaft Ø	● schwarz beschichtet / black coated Arbeitslänge / Working length			○ blank / satin finish Arbeitslänge / Working length		
	26 cm	30 cm	36 cm	26 cm	30 cm	36 cm
2.5 mm	52-401-25/90/26B	52-401-25/90/30B	52-401-25/90/36B	52-401-25/90/26	52-401-25/90/30	52-401-25/90/36
3.0 mm	52-401-30/90/26B	52-401-30/90/30B	52-401-30/90/36B	52-401-30/90/26	52-401-30/90/30	52-401-30/90/36
3.5 mm	52-401-35/90/26B	52-401-35/90/30B	52-401-35/90/36B	52-401-35/90/26	52-401-35/90/30	52-401-35/90/36
4.0 mm	52-401-40/90/26B	52-401-40/90/30B	52-401-40/90/36B	52-401-40/90/26	52-401-40/90/30	52-401-40/90/36