03-2

Knochensplitterzangen, doppelt übersetzt

Bone Cutting Rongeurs, double action



Knochensplitterzangen dienen zum Schneiden von Gewebeund Knochenstrukturen. Die Instrumente stehen in verschiedenen Längen und Bauformen zur Verfügung. Der Einsatz der Instrumente ist dabei nicht auf einen speziellen Bereich des Körpers limitiert, je nach Bauform können die Instrumente am gesamten Skelett eingesetzt werden.

Wie alle Produkte aus der Fertigung der Gebrüder Zepf, zeichnen sich auch die Knochensplitterzangen durch perfektes Handling, sichere Funktionalität und leichte Reinigbarkeit aus. Sie sind die Antwort auf die stetig steigenden Anforderungen und Bedürfnisse der modernen Chirurgie.

Bone Cutting Rongeurs are used to cut tissue and bone structures. The instruments are available in different lengths and shapes. The use of the instruments is not limited to a certain area on the human body. According to their shape, they may be used on the entire skeleton.

Like all products manufactured by Gebrueder Zepf, Bone Cutting Rongeurs combine perfect handling, safe function, and easy cleaning and reprocessing. The Bone Cutting Rongeurs represent the answer to constantly growing demands and necessities of modern surgery.




Knochensplitterzange Bone Cutting Forceps	
gerade straight	370
leicht gebogen light curve	371
gerade, mit Kerben straight, contoured version	372
leicht gebogen, mit Kerben light curve, contoured version	373
Ruskin-Liston Knochensplitterzange Ruskin-Liston Bone Cutting Forceps	
gerade straight	374
leicht gebogen light curve	375
stark gebogen strong curve	376
Rowland Knochensplitterzange Rowland Bone Cutting Forceps	
gerade straight	377
leicht gebogen light curve	378
gerade, mit Kerben straight, contoured version	379
leicht gebogen, mit Kerben light curve, contoured version	380
Bone Cutter Knochensplitterzange, gerade Bone Cutter Forceps, straight	381
Liston-Key-Horsley Knochensplitterzange, abgewinkelt, mit Kerben Liston-Key-Horsley Bone Cutting Forceps, angled, contoured version	382
Liston-Stille Knochensplitterzange, abgewinkelt, mit Kerben Liston-Stille Bone Cutting Forceps, angled, contoured version	383
McIndoe Knochensplitterzange, gebogen McIndoe Bone Cutting Forceps, curved	384












gerade / straight	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
15 cm	15 cm
38-020-15B	38-020-15














gerade, mit Kerben / s	straight, contoured version
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
15 cm	15 cm
38-022-15B	38-022-15













gerade / straight	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-114-18B	38-114-18






leicht gebogen / light curve	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-115-18B	38-115-18






stark gebogen / strong curve	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-117-18B	38-117-18




gerade / straight	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-120-18B	38-120-18






leicht gebogen / light curve	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-121-18B	38-121-18






gerade, mit Kerben / straight, contoured version	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-122-18B	38-122-18





leicht gebogen, mit Kerben / light curve, o	ontoured version
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-123-18B	38-123-18






gerade / straight	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
19 cm	19 cm
38-250-00B	38-250-00






abgewinkelt, mit Kerben / angled, contoured version	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
25 cm	25 cm
38-412-25B	38-412-25






abgewinkelt, mit Kerben / angled, contoured version				
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish			
Länge / Length	Länge / Length			
26 cm	26 cm			
38-530-27B	38-530-27			







gebogen / curved	
schwarz beschichtet / black coated	O blank / satin finish
Länge / Length	Länge / Length
18 cm	18 cm
38-531-18B	38-531-18











leicht gebogen, mit Kerben / light curve, contoured version					
schwarz beschichtet / black coated		O blank / satin finish			
Länge / Length		Länge / Length			
23 cm	27 cm	23 cm	27 cm		
38-541-23B	38-545-27B	38-541-23	38-545-27		