

Ohrzangen dienen zum Fassen und Schneiden von Gewebestrukturen. Die Instrumente stehen in verschiedenen, Längen, Maulbreiten und Bauformen zur Verfügung. Der Einsatz der Instrumente ist dabei nicht auf einen speziellen Bereich des Körpers limitiert, je nach Bauform können die Instrumente am gesamten Skelett eingesetzt werden.

Wie alle Produkte aus der Fertigung der Gebrüder Zepf, zeichnen sich auch die Ohrzangen durch perfektes Handling, sichere Funktionalität und leichte Reinigbarkeit aus. Sie sind die Antwort auf die stetig steigenden Anforderungen und Bedürfnisse der modernen Chirurgie.

Ear forceps or Micropituitaries are used to hold and cut tissue. The instruments are available in different lengths, cup widths, and shapes. The use of the instruments is not limited to a certain area on the human body. According to their shape, they may be used on the entire skeleton.

Like all products manufactured by Gebrueder Zepf, Ear forceps or Micropituitaries combine perfect handling, safe function, and easy cleaning and reprocessing. The instruments represent the answer to constantly growing demands and necessities of modern surgery.

Decker Ohrzange*Decker Micropituitary*

gerade <i>straight</i>	392
aufgebogen <i>upbiting</i>	393
gerade, gezahnt <i>straight, serrated</i>	394
aufgebogen, gezahnt <i>upbiting, serrated</i>	395
abgebogen <i>downbiting</i>	396
Bajonett <i>Bayonet</i>	397
gerade, zerlegbar <i>straight, detachable</i>	398
aufgebogen, zerlegbar <i>upbiting, detachable</i>	399

Hartmann Ohrzange*Hartmann Ear Forceps*

gerade, mit Querzähnen <i>straight, serrated</i>	400
gerade, 1x2 Zähne, mit Querzähnen <i>straight, 1x2 teeth, serrated</i>	401
fein, rechts/links gebogen <i>fine, right/left angled</i>	402
gerade, langer Löffel <i>straight, long jaw</i>	403

Hartmann-Wullstein Ohrzange*Hartmann-Wullstein Ear Forceps*

gerade, links gebogen, rechts gebogen <i>straight, left angled, right angled</i>	404
aufgebogen <i>upbiting</i>	405

Hartmann-Noyes Ohrzange*Hartmann-Noyes Ear Forceps*

406

Hartmann Ohrzange*Hartmann Ear Forceps*

runde Löffel, gerade <i>straight</i>	407
runde Löffel, aufgebogen <i>upbiting</i>	408

Dieter Hammerkopfzange*Dieter Malleus Nipper*obenschneidend, untenschneidend
upward cutting, downward cutting

409

linksschneidend, rechtsschneidend
cutting left, cutting right

410

Youmans Fasszange, mit Querzähnen*Youmans Holder, serrated*

411

Weingärtner Ohrzange*Weingärtner Ear Forceps*

412

Strümpel Ohrzange, gerade*Strümpel Ear Forceps, straight*

413

Greven Ohrzange*Greven Ear Forceps*

414

McGee Drahtbiegezange*McGee Ear Forceps*

415

Decker Ohrzange, gerade

Decker Micropituitary, straight



gerade / straight

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-011-10/15B	51-011-10/18B	51-011-10/20B	51-011-10/25B
1.5 mm	51-011-15/15B	51-011-15/18B	51-011-15/20B	51-011-15/25B
2 mm	51-011-20/15B	51-011-20/18B	51-011-20/20B	51-011-20/25B



gerade / straight


○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-011-10/15	51-011-10/18	51-011-10/20	51-011-10/25
1.5 mm	51-011-15/15	51-011-15/18	51-011-15/20	51-011-15/25
2 mm	51-011-20/15	51-011-20/18	51-011-20/20	51-011-20/25

Decker Ohrzange, aufgebogen

Decker Micropituitary, upbiting



30° aufgebogen / 30° upbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-012-10/15B	51-012-10/18B	51-012-10/20B	51-012-10/25B
1.5 mm	51-012-15/15B	51-012-15/18B	51-012-15/20B	51-012-15/25B
2 mm	51-012-20/15B	51-012-20/18B	51-012-20/20B	51-012-20/25B



30° aufgebogen / 30° upbiting

○ blank / satin finish


Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-012-10/15	51-012-10/18	51-012-10/20	51-012-10/25
1.5 mm	51-012-15/15	51-012-15/18	51-012-15/20	51-012-15/25
2 mm	51-012-20/15	51-012-20/18	51-012-20/20	51-012-20/25

Decker Ohrzange, gezahnt

Decker Micropituitary, serrated

Länge / Length



gerade / straight

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-011-10/15GZB	51-011-10/18GZB	51-011-10/20GZB	51-011-10/25GZB
1.5 mm	51-011-15/15GZB	51-011-15/18GZB	51-011-15/20GZB	51-011-15/25GZB
2 mm	51-011-20/15GZB	51-011-20/18GZB	51-011-20/20GZB	51-011-20/25GZB



gerade / straight


○ blank / satin finish



Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-011-10/15GZ	51-011-10/18GZ	51-011-10/20GZ	51-011-10/25GZ
1.5 mm	51-011-15/15GZ	51-011-15/18GZ	51-011-15/20GZ	51-011-15/25GZ
2 mm	51-011-20/15GZ	51-011-20/18GZ	51-011-20/20GZ	51-011-20/25GZ

Decker Ohrzange, gezahnt

Decker Micropituitary, serrated



  30° aufgebogen / 30° upbiting				
	<input checked="" type="radio"/> schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length			
Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-012-10/15GZB	51-012-10/18GZB	51-012-10/20GZB	51-012-10/25GZB
1.5 mm	51-012-15/15GZB	51-012-15/18GZB	51-012-15/20GZB	51-012-15/25GZB
2 mm	51-012-20/15GZB	51-012-20/18GZB	51-012-20/20GZB	51-012-20/25GZB

  30° aufgebogen / 30° upbiting				
	<input type="radio"/> blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length			
Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-012-10/15GZ	51-012-10/18GZ	51-012-10/20GZ	51-012-10/25GZ
1.5 mm	51-012-15/15GZ	51-012-15/18GZ	51-012-15/20GZ	51-012-15/25GZ
2 mm	51-012-20/15GZ	51-012-20/18GZ	51-012-20/20GZ	51-012-20/25GZ

Decker Ohrzange, abgebogen

Decker Micropituitary, downbiting



30° abgebogen / 30° downbiting

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-011-10/15DB	51-011-10/18DB	51-011-10/20DB	51-011-10/25DB
1.5 mm	51-011-15/15DB	51-011-15/18DB	51-011-15/20DB	51-011-15/25DB
2 mm	51-011-20/15DB	51-011-20/18DB	51-011-20/20DB	51-011-20/25DB




30° abgebogen / 30° downbiting

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-011-10/15D	51-011-10/18D	51-011-10/20D	51-011-10/25D
1.5 mm	51-011-15/15D	51-011-15/18D	51-011-15/20D	51-011-15/25D
2 mm	51-011-20/15D	51-011-20/18D	51-011-20/20D	51-011-20/25D

Decker Ohrzange, Bajonett
Decker Micropituitary, Bayonet



gerade / straight


	● schwarz beschichtet / black coated		○ blank / satin finish	
	Arbeitslänge / Working length		Arbeitslänge / Working length	
Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	15 cm	18 cm
1 mm	51-011-10/15BYB	51-011-10/18BYB	51-011-10/15BY	51-011-10/18BY
5 mm	51-011-15/15BYB	51-011-15/18BYB	51-011-15/15BY	51-011-15/18BY
6 mm	51-011-20/15BYB	51-011-20/18BYB	51-011-20/15BY	51-011-20/18BY

30° aufgebogen / 30° upbiting

	● schwarz beschichtet / black coated		○ blank / satin finish	
	Arbeitslänge / Working length		Arbeitslänge / Working length	
Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	15 cm	18 cm
1 mm	51-012-10/15BYB	51-012-10/18BYB	51-012-10/15BY	51-012-10/18BY
5 mm	51-012-15/15BYB	51-012-15/18BYB	51-012-15/15BY	51-012-15/18BY
6 mm	51-012-20/15BYB	51-012-20/18BYB	51-012-20/15BY	51-012-20/18BY

Decker Ohrzange, gerade, zerlegbar

Decker Micropituitary, straight, detachable



gerade / straight

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-211-19/15B	51-211-19B	51-211-19/20B	51-211-19/25B
1.5 mm	51-211-16/15B	51-211-16B	51-211-16/20B	51-211-16/25B
2 mm	51-211-17/15B	51-211-17B	51-211-17/20B	51-211-17/25B




gerade / straight

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-211-19/15	51-211-19	51-211-19/20	51-211-19/25
1.5 mm	51-211-16/15	51-211-16	51-211-16/20	51-211-16/25
2 mm	51-211-17/15	51-211-17	51-211-17/20	51-211-17/25

Decker Ohrzange, aufgebogen, zerlegbar
Decker Micropituitary, upbiting, detachable




 30° aufgebogen / 30° upbiting				
	<input checked="" type="radio"/> schwarz beschichtet / <i>black coated</i>			
	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>			
Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-211-20/15B	51-211-20B	51-211-20/20B	51-211-20/25B
1.5 mm	51-211-18/15B	51-211-18B	51-211-18/20B	51-211-18/25B
2 mm	51-211-21/15B	51-211-21B	51-211-21/20B	51-211-21/25B

 30° aufgebogen / 30° upbiting				
	<input type="radio"/> blank / <i>satin finish</i>			
	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>			
Maulbreite Cup size	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
1 mm	51-211-20/15	51-211-20	51-211-20/20	51-211-20/25
1.5 mm	51-211-18/15	51-211-18	51-211-18/20	51-211-18/25
2 mm	51-211-21/15	51-211-21	51-211-21/20	51-211-21/25

Hartmann Ohrzange, mit Querzähnen

Hartmann Ear Forceps, serrated

Länge / Length



gerade / straight

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite / Jaw width	Maullänge / Jaw length	8 cm	14 cm	16 cm
normal / standard 1.7mm	8 mm	51-131-08B	51-131-14B	51-131-16B
mittelfein / medium 1.4mm	7 mm	51-133-08B	51-133-14B	51-133-16B
fein / fine 1.1mm	4 mm	51-134-08B	51-134-14B	51-134-16B



gerade / straight



○ blank / satin finish



Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite / Jaw width	Maullänge / Jaw length	8 cm	14 cm	16 cm
normal / standard 1.7mm	8 mm	51-131-08	51-131-14	51-131-16
mittelfein / medium 1.4mm	7 mm	51-133-08	51-133-14	51-133-16
fein / fine 1.1mm	4 mm	51-134-08	51-134-14	51-134-16

Hartmann Ohrzange, 1x2 Zähne, mit Querzähnen
Hartmann Ear Forceps, 1x2 teeth, serrated



  gerade / straight		
	<input checked="" type="radio"/> schwarz beschichtet / black coated	
	Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Jaw width	8 cm	14 cm
1.8mm	51-132-08B	51-132-08/14B

  gerade / straight		
	<input type="radio"/> blank / satin finish	
	Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Jaw width	8 cm	14 cm
1.8mm	51-132-08	51-132-08/14

Hartmann Ohrzange, fein, rechts/links gebogen
 Hartmann Ear Forceps, fine, right/left angled



rechts gebogen / right angled

	● schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length		○ blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Jaw width	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
fein / fine 1.1mm	51-134-09B	51-134-09/14B	51-134-09	51-134-09/14



links gebogen / left angled

	● schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length		○ blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Jaw width	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
fein / fine 1.1mm	51-134-10B	51-134-10/14B	51-134-10	51-134-10/14

Hartmann Ohrzange, langer Löffel
Hartmann Ear Forceps, long jaw



gerade / straight

		● schwarz beschichtet / black coated	
		Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite / Cup size	Maullänge / jaw length	8 cm	14 cm
1.5 mm	9 mm	51-150-20B	51-150-20/14B



gerade / straight

		○ blank / satin finish	
		Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite / Cup size	Maullänge / jaw length	8 cm	14 cm
1.5 mm	9 mm	51-150-20	51-150-20/14

Hartmann-Wullstein Ohrzange

Hartmann-Wullstein Ear Forceps



gerade / straight

	● schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length		○ blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Cup size	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
0.5 mm	51-135-05B	51-135-05/14B	51-135-05	51-135-05/14
0.8 mm	51-135-08B	51-135-08/14B	51-135-08	51-135-08/14



links gebogen / left angled

	● schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length		○ blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Cup size	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
0.5 mm	51-136-05B	51-136-05/14B	51-136-05	51-136-05/14
0.8 mm	51-136-08B	51-136-08/14B	51-136-08	51-136-08/14



rechts gebogen / right angled

	● schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length		○ blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Cup size	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
0.5 mm	51-137-05B	51-137-05/14B	51-137-05	51-137-05/14
0.8 mm	51-137-08B	51-137-08/14B	51-137-08	51-137-08/14

Hartmann-Wullstein Ohrzange, aufgebogen
Hartmann-Wullstein Ear Forceps, upbiting





30° aufgebogen / 30° upbiting

	● schwarz beschichtet / black coated		○ blank / satin finish	
	Schaftlänge / Shaft length		Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Cup size	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
0.5 mm	51-138-05B	51-138-05/14B	51-138-05	51-138-05/14
0.8 mm	51-138-08B	51-138-08/14B	51-138-08	51-138-08/14

Hartmann-Noyes Ohrzange

Hartmann-Noyes Ear Forceps



gerade / straight

● schwarz beschichtet / black coated

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite / Jaw width	Maullänge / Jaw length	8 cm	14 cm
1.4 mm	9 mm	51-144-08B	51-144-08/14B



gerade / straight

○ blank / satin finish

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite / Jaw width	Maullänge / Jaw length	8 cm	14 cm
1.4 mm	9 mm	51-144-08	51-144-08/14

Hartmann Ohrzange, runde Löffel, gerade
Hartmann Ear Forceps, straight



gerade / straight

● schwarz beschichtet / black coated

○ blank / satin finish


Schaftlänge / Shaft length

Schaftlänge / Shaft length

Maulbreite Cup size	● schwarz beschichtet / black coated		○ blank / satin finish	
	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
Ø 1.0 mm	51-145-10B	51-145-10/14B	51-145-10	51-145-10/14
Ø 1.2 mm	51-145-12B	51-145-12/14B	51-145-12	51-145-12/14
Ø 1.5 mm	51-145-15B	51-145-15/14B	51-145-15	51-145-15/14
Ø 1.8 mm	51-145-18B	51-145-18/14B	51-145-18	51-145-18/14
Ø 2.0 mm	51-145-20B	51-145-20/14B	51-145-20	51-145-20/14
Ø 2.5 mm	51-145-25B	51-145-25/14B	51-145-25	51-145-25/14
Ø 3.0 mm	51-145-30B	51-145-30/14B	51-145-30	51-145-30/14

Hartmann Ohrzange, runde Löffel, aufgebogen

Hartmann Ear Forceps, upbiting



30° aufgebogen / 30° upbiting

	● schwarz beschichtet / black coated		○ blank / satin finish	
	Schaftlänge / Shaft length		Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Cup size	8 cm	14 cm	8 cm	14 cm
Ø 1.0 mm	51-146-10B	51-146-10/14B	51-146-10	51-146-10/14
Ø 1.2 mm	51-146-12B	51-146-12/14B	51-146-12	51-146-12/14
Ø 1.5 mm	51-146-15B	51-146-15/14B	51-146-15	51-146-15/14
Ø 1.8 mm	51-146-18B	51-146-18/14B	51-146-18	51-146-18/14
Ø 2.0 mm	51-146-20B	51-146-20/14B	51-146-20	51-146-20/14
Ø 2.5 mm	51-146-25B	51-146-25/14B	51-146-25	51-146-25/14
Ø 3.0 mm	51-146-30B	51-146-30/14B	51-146-30	51-146-30/14

Dieter Hammerkopfzange
Dieter Malleus Nipper



obenschneidend / upward cutting

	● schwarz beschichtet / <i>black coated</i>	○ blank / <i>satin finish</i>
	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>
Maulbreite Jaw width	8 cm	8 cm
0.8 mm	51-020-08B	51-020-08

untenschneidend / downward cutting

	● schwarz beschichtet / <i>black coated</i>	○ blank / <i>satin finish</i>
	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>
Maulbreite Jaw width	8 cm	8 cm
0.8 mm	51-021-08B	51-021-08

Dieter Hammerkopffzange

Dieter Malleus Nipper



		linksschneidend / cutting left	
	● schwarz beschichtet / black coated	○ blank / satin finish	
	Schaftlänge / Shaft length	Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Jaw width	8 cm	8 cm	
0.8 mm	51-022-08B	51-022-08	

		rechtsschneidend / cutting right	
	● schwarz beschichtet / black coated	○ blank / satin finish	
	Schaftlänge / Shaft length	Schaftlänge / Shaft length	
Maulbreite Jaw width	8 cm	8 cm	
0.8 mm	51-023-08B	51-023-08	

Youmans Fasszange, mit Querzähnen
Youmans Holder, serrated



  **gerade / straight**

	● schwarz beschichtet / <i>black coated</i>	○ blank / <i>satin finish</i>
	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>
Maulbreite Jaw width	10.5 cm	10.5 cm
1.5 mm	51-000-01B	51-000-01

Weingärtner Ohrzange

Weingärtner Ear Forceps



Langes Maul / long jaw

		● schwarz beschichtet / black coated	○ blank / satin finish
		Schaftlänge / Shaft length	Schaftlänge / Shaft length
Maulbreite / Jaw width	Maullänge / jaw length	8 cm	8 cm
1.8 mm	10 mm	51-141-00B	51-141-00



Kurzes Maul / short jaw

		● schwarz beschichtet / black coated	○ blank / satin finish
		Schaftlänge / Shaft length	Schaftlänge / Shaft length
Maulbreite / Jaw width	Maullänge / jaw length	8 cm	8 cm
1.6 mm	6.5 mm	51-141-01B	51-141-01

Strümpel Ohrzange, gerade
Strümpel Ear Forceps, straight



		gerade / straight					
		● schwarz beschichtet / black coated			○ blank / satin finish		
		Schaftlänge / Shaft length			Schaftlänge / Shaft length		
Maulbreite / Cup size		8 cm	10 cm	12 cm	8 cm	10 cm	12 cm
2.5 mm		51-142-08B	51-142-10B	51-142-12B	51-142-08	51-142-10	51-142-12

Greven Ohrzange

Greven Ear Forceps



gerade / straight

	● schwarz beschichtet / black coated Schaftlänge / Shaft length	○ blank / satin finish Schaftlänge / Shaft length
Maulbreite Jaw width	8 cm	8 cm
1.2 mm	51-143-08B	51-143-08

McGee Drahtbiegezange
McGee Ear Forceps



Kurzes Maul / short jaw

			● schwarz beschichtet / <i>black coated</i>	○ blank / <i>satin finish</i>
			Schaftlänge / <i>Shaft length</i>	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>
Maulbreite Jaw width	Maullänge oben jaw length upper jaw	Maullänge unten Jaw length lower jaw	8 cm	8cm
0.8 mm	5.0 mm	3.5 mm	51-160-00B	51-160-00



Langes Maul / long jaw

			● schwarz beschichtet / <i>black coated</i>	○ blank / <i>satin finish</i>
			Schaftlänge / <i>Shaft length</i>	Schaftlänge / <i>Shaft length</i>
Maulbreite Jaw width	Maullänge oben jaw length upper jaw	Maullänge unten Jaw length lower jaw	8 cm	8cm
0.8 mm	9.0 mm	6.0 mm	51-161-00B	51-161-00